

BADEWANNEN-EINSTIEGSHILFE MIT TRITTSTUFE BALNÉO 200, BEIDSEITIG MONTIERBAR R/L

UGS: 10176
199.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Badewannen-Einstiegshilfe mit Trittstufe, rechts oder links montierbar.
- Höhe 83/103 cm.
- Max. Gewicht: 100 kg

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Trittstufe

BADEWANNEN-EINSTIEGSHILFE MIT TRITTSTUFE BALNÉO 200, BEIDSEITIG MONTIERBAR R/L

Die Badewannen-Einstiegshilfe mit Trittstufe Balnéo 200 wurde entwickelt, um Personen, die zusätzliche Unterstützung im Badezimmer benötigen, einen sicheren Zugang zu bieten. Sie vereint Robustheit, Stabilität und täglichen Bedienkomfort.

Ihre **Stahlkonstruktion mit Epoxidbeschichtung** gewährleistet eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Zudem bildet die **geformte Verbundschale** eine stabile und leicht strukturierte Oberfläche für mehr Komfort unter den Füßen. Diese Materialkombination garantiert Langlebigkeit und Leichtigkeit.

Dank ihres kompakten Designs fügt sich **die Badewannen-Einstiegshilfe mit Trittstufe Balnéo 200** problemlos in enge Räume ein. Sie eignet sich perfekt, um den Zugang zur Badewanne, zum Bett oder zu jeder erhöhten Fläche zu erleichtern. Die **Pflege ist sehr einfach**: Ein feuchtes Tuch genügt, um sie sauber zu halten.

Vorteile der Trittstufe:

- Stahlfüße mit Epoxidlackierung für bessere Beständigkeit
- Komfortable und rutschfeste Verbundoberfläche
- Kompaktes, stabiles Design, geeignet für kleine Räume
- Geeignet für den häuslichen oder professionellen Gebrauch
- Schnelle und mühelose Reinigung

Eine zusätzliche Stufe in aller Sicherheit

Die Badewannen-Einstiegshilfe mit Trittstufe Balnéo 200 richtet sich an Benutzer, die eine

einfache, solide und pflegeleichte Hilfe suchen. Sie trägt dazu bei, Ihre Umgebung sicher und zugänglich zu machen.

Bestellen Sie Ihre Badewannen-Einstiegshilfe mit Trittstufe Balnéo 200 – Schnelle Lieferung in die Schweiz!

