

DAYS BADEWANNENEINHÄNGESITZ

UGS: 10008
~~**150.00 CHF**~~ **Ursprünglicher Preis war:**
150.00 CHF~~**97.50 CHF**~~**Aktueller Preis ist:**
97.50 CHF. TVA incluse

ABVERKAUF – Angebot gültig, solange der verfügbare Lagerbestand reicht.
Aktueller Bestand in unserem Lager in Gland (CH-1196): **1 × hängender Badesitz verfügbar.**

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzmaße: 40 x 40 cm
- Sitzhöhe unter den Auflagen: 20,5 cm
- Maße des Ausschnitts: 12 x 15 cm
- Gesamtbreite verstellbar: 60 bis 72 cm
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Version mit Rückenlehne:

- Größe der Rückenlehne: 47 x 15 cm
- Höhe der Rückenlehne: 36 cm

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Badewannensitz

DAYS BADEWANNENEINHÄNGESITZ – SICHERHEIT UND KOMFORT IN IHRER BADEWANNE

Der **Days Badewanneneinhängesitz** wurde entwickelt, um Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Genesungsphase eine stabile und ergonomische Sitzgelegenheit zu bieten. Er lässt sich ohne Bohren oder Werkzeug einfach auf dem Badewannenrand positionieren und ermöglicht eine optimale Hygiene bei der Körperpflege.

Dieser **Badewanneneinhängesitz** verfügt über eine komfortable, perforierte Sitzfläche, die den Wasserabfluss erleichtert. Seine leichte, rutschfeste Struktur garantiert dem Benutzer eine hervorragende Stabilität. Er ist ideal für Senioren oder alle Personen, die ihre Sicherheit im Badezimmer erhöhen möchten.

Hauptmerkmale:

- Schnelle Installation ohne Bohren oder Werkzeug
- Kompatibel mit den meisten Badewannen
- Leichte und langlebige Aluminiumstruktur
- Rutschfeste Oberfläche mit Ablauflöchern
- Ergonomische und stabile Sitzfläche
- Leicht zu reinigen

Kompakt und praktisch verbessert dieser **Badewannensitz** die Selbstständigkeit und den Komfort im Alltag. Sein funktionales Design fügt sich problemlos in jede Pflegeumgebung ein.

Bestellen Sie den Days Badewanneneinhängesitz – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!



