

DREHBARER BADESITZ MERCURY

UGS: 10010
35.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzmaße: 40 × 33 cm
- Höhe der Rückenlehne: 30 cm
- Gesamttiefe: 55 cm
- Gesamtbreite: 69 bis 79 cm
- Gewicht: 6,6 kg
- Max. Benutzergewicht 100 kg
- Farbe: Lavendelblau

NUR zur Miete verfügbar: 35.– CHF/Monat

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Badewannensitz

NUR zur Miete verfügbar: 35.– CHF/Monat

DREHBARER BADESITZ MERCURY – ERLEICHTERTER EINSTIEG UND OPTIMALER KOMFORT

Der **drehbare Badesitz Mercury** erleichtert sichere Transfers in die Badewanne. Er ermöglicht es der Nutzerin bzw. dem Nutzer, sich von außen hinzusetzen und anschließend mühelos in die Badeposition zu drehen. Ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität – für mehr Selbstständigkeit im Alltag.

Diese **drehbare Badewannensitzfläche** ist mit Rückenlehne, Armlehnen und einem ergonomischen Sitz für optimalen Komfort ausgestattet. Die leichte, feuchtigkeitsbeständige und robuste Aluminiumkonstruktion sorgt für eine gute Langlebigkeit. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug, sodass sie sich einfach anbringen und wieder entfernen lässt.

Hauptmerkmale:

- 360°-Drehung mit Arretierungssystem
- Einfache Befestigung an den Badewannenrändern
- Robuste und rutschfeste Struktur
- Komfort durch Rückenlehne und Armlehnen gewährleistet
- Leichte und leicht zu reinigende Materialien

Dieser **drehbare Badewannensitz** ist eine sichere und praktische Lösung, um Stürze zu vermeiden und gleichzeitig die Körperpflege zu erleichtern. Sein dezentes Design fügt sich perfekt in jedes barrierefrei eingerichtete Badezimmer ein.

Bestellen Sie den drehbaren Badesitz Mercury – schnelle Lieferung in der Schweiz!

