

DREHBARER BADEWANNENSITZ MIT TRANSLATION SPIDRA 800

UGS: 10175
486.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzmasse: H. 54 x L. 40 cm
- Rückenlehnenhöhe: 40 cm
- Gewicht: 8 kg
- Max. Benutzergewicht: 120 kg
- Farbe: Lavendelblau

 Badewannenkompatibilität: Gesamtbreite: von 600 bis 740 / Innenbreite: von 560 bis 640

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Badewannensitz

Dieses Produkt ist nur auf Bestellung erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 3 bis 4 Wochen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

BADEWANNENSITZ MIT TRANSLATION & 360° DREHBAR SPIDRA 800 – ERLEICHTERTER ZUGANG UND OPTIMALER KOMFORT

Der **drehbare Badewannensitz mit Translation** erleichtert sichere Transfers in die Badewanne. Er ermöglicht es dem Benutzer, sich von aussen ohne Zwischenraum zwischen Sitz und Badewannenrand hinzusetzen und dann mühelos in die Badeposition zu schwenken. Ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität, verbessert dieser Sitz die tägliche Autonomie.

Diese **drehbare Sitzfläche mit Badewannen-Translation** ist mit einer Rückenlehne, hochklappbaren Armlehnen und einem ergonomischen Sitz für optimalen Komfort ausgestattet. Seine leichte und feuchtigkeitsbeständige Aluminiumstruktur gewährleistet eine gute Haltbarkeit. Die Installation erfordert kein Werkzeug, wodurch er einfach zu montieren und zu entfernen ist.

Hauptmerkmale:

- 360°-Rotation und Rechts-Links-Translation mit Blockiersystem
- Einfache Befestigung an den Badewannenrändern
- Robuste und rutschfeste Struktur
- Komfort durch Rückenlehne und Armlehnen gewährleistet
- Leichte und leicht zu reinigende Materialien

Dieser **drehbare Badewannensitz mit Translation** ist eine sichere und praktische Lösung, um Stürze zu vermeiden und gleichzeitig die Körperpflege zu erleichtern. Sein diskretes Design fügt sich

perfekt in jedes barrierefreie Badezimmer ein.

Bestellen Sie den drehbaren Badewannensitz mit Translation SPIDRA 800 – Schnelle Lieferung in der Schweiz!





