

GEPOLSTERTES DREHKISSEN/DREHSCHEIBE

UGS: 30019
59.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Maße: Durchmesser 38 cm
- Gewicht: 0,26 kg
- Farbe: Blau

Categories: 3. Ruhe, Kissen

GEPOLSTERTES DREHKISSEN/DREHSCHEIBE – SANFTES DREHEN FÜR SITZE UND BETTEN

Das **gepolsterte Drehkissen / die gepolsterte Drehscheibe** wird auf Autositzen, Betten und Stühlen verwendet, um den Positionswechsel zu erleichtern. Sein Drehmechanismus ermöglicht ein sanftes Schwenken bis zur idealen Haltung, wodurch Anstrengungen sowie Verspannungen im Rücken- und Hüftbereich reduziert werden.

Hauptmerkmale:

- **Doppel-Scheiben-Mechanismus**: Zwei flexible, reibungsarme Scheiben drehen sich entgegengesetzt auf einer zentralen Metallscheibe.
- **Schaumstoffkissen**: Bietet angepassten Komfort, bezogen mit einem wasserdichten Stoff für eine einfache Pflege
- **Rutschfeste Unterseite**: Sorgt für sicheren Halt und verhindert ungewolltes Verrutschen.
- **Materialmix**: Außenseite aus strapazierfähiger Baumwolle und Innenseite aus Nylon für maximale Langlebigkeit.

Dank seines leichten und kompakten Designs lässt sich das Drehkissen / die Drehscheibe einfach unter die Hüften oder auf den Sitz schieben. Es kann überallhin mitgenommen werden, in einer Tasche oder Aufbewahrungsbox, um Sie unterwegs zu begleiten.

Anwendungen:

- Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus dem Auto
- Unterstützt mühelose Transfers zwischen Bett und Sessel
- Verbessert den Komfort im Büro oder am Tisch

Pflege und Reinigung:

- Schnelle Reinigung mit einem feuchten Tuch und milder Seife
- Geeignet für chlorfreie Desinfektionsmittel für den medizinischen Gebrauch

Das **gepolsterte Drehkissen / die gepolsterte Drehscheibe** ist die ideale Lösung, um die Autonomie zu verbessern und Verspannungen bei jedem Transfer oder jeder Umpositionierung vorzubeugen.

Bestellen Sie jetzt Ihr gepolstertes Drehkissen / Ihre gepolsterte Drehscheibe für sanftes Drehen und optimalen Komfort!





