

WC-SPRITZSCHUTZ P-GUARD – GORDON ELLIS

UGS: 10169
49.00 CHF TVA incluse

Technische Daten

- Verwendung: Personen, die die Toilette im Sitzen benutzen
- Schale aus flexiblem Kunststoff
- Halterung mit flexiblen Gelenken
- Position verstellbar je nach Bedürfnissen des Benutzers
- Abnehmbarer Spritzschutz zur Erleichterung der Reinigung
- Befestigung durch mitgeliefertes Klebepad
- Kompatibel mit WC-Schüsseln und Standard-Toilettenstühlen
- Abmessungen (L × B × H): **125 × 50 × 175 mm**

Categories: 2. Mobilität, Gehstock

WC-SPRITZSCHUTZ P-GUARD – GORDON ELLIS

Der **Spritzschutz P-Guard von Gordon Ellis** ist konzipiert, um Urinspritzer zu begrenzen, wenn der Benutzer die Toilette im Sitzen benutzen muss.

Seine flexible Kunststoffschale ermöglicht es, **den Urin effektiv ins Innere der Toilettenschüssel zu leiten**. Sie ist auf einer Halterung mit flexiblen Gelenken montiert, die es ermöglichen, Höhe und Positionierung an die Körperform und Bedürfnisse des Benutzers anzupassen.

Der Spritzschutz kann **einfach von seiner Halterung entfernt werden**, insbesondere um die Benutzung der Toilette durch eine andere Person zu ermöglichen oder die Reinigung zu erleichtern.

Der P-Guard wird mit einem **Klebepad** geliefert, das die Befestigung an einer WC-Schüssel oder einem Standard-Toilettenstuhl ermöglicht.

Diese einfache und diskrete Lösung trägt dazu bei, **Hygiene und Komfort bei der Toilettenbenutzung** zu verbessern.

Jetzt bestellen – schnelle Lieferung in der Schweiz.





