

FALTBARER TELESKOPISCHER BLINDENSTOCK FÜR SEHBEHINDERTE – 133,5 CM

UGS: 20137
49.00 CHF TVA incluse

Technische Daten:

- Material: Aluminium
- Konstruktion: 5-teilig faltbar
- Länge ausgeklappt: **133,5 cm**
- Länge gefaltet: **30,2 cm**
- Griff: breiter Gummigriff
- Integrierte Handschlaufe
- Spitze auf Drehachse montiert
- Rotes reflektierendes Element am Ende

Categories: 2. Mobilität, Gehstock

FALTBARER TELESKOPISCHER BLINDENSTOCK FÜR SEHBEHINDERTE – 133,5 CM


Dieser Blindenstock erleichtert die Fortbewegung von sehbehinderten oder blinden Personen. Er ist aus Aluminium gefertigt und lässt sich in **5 Teile** falten, damit er leicht transportiert und in einer Tasche verstaut werden kann.

Er ist mit einem **breiten Gummigriff mit Handschlaufe** ausgestattet und bietet einen komfortablen und sicheren Halt.

Sein breites ABS-Endstück auf einer **Drehachse** ermöglicht ein leichtes Gleiten über die Fahrbahn. Ein rotes reflektierendes Element verbessert zudem die Sichtbarkeit der Nutzerin bzw. des Nutzers für andere Verkehrsteilnehmende.

Zusammengefaltet ist der Stock nur **30,2 cm** lang, ausgeklappt beträgt die Gesamtlänge **133,5 cm**.

Jetzt bestellen – schnelle Lieferung in der Schweiz.


30,2 cm
133,5 cm
ALUMINIUM
EMBOUT ABS





