

DRIVE GEHRAHMEN

UGS: 20013
140.00 CHF – 190.00 CHFPreisspanne:
140.00 CHF bis 190.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Erhältlich mit oder ohne Räder
- Höhe: Je nach Modell
- Breite: Je nach Modell
- Max. Benutzergewicht: 160 kg
- Kompatibel: Ref. 20030

Mietbar: 25.– CHF/Monat

Categories: 2. Mobilität, Gehrahmen

DRIVE GEHRAHMEN – LEICHT, STABIL UND AN JEDE UMGEBUNG ANPASSBAR

Der **Drive Gehrahmen** ist eine zuverlässige Mobilitätshilfe, die für Sicherheit und Komfort der Nutzerinnen und Nutzer entwickelt wurde. Er eignet sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch im Spital oder im Pflegeheim. Dank seiner **eloxierten Aluminiumkonstruktion** vereint er geringes Gewicht, Robustheit und einfache Pflege.

Die **ergonomischen Kunststoffgriffe** sorgen auch bei längerer Nutzung für einen sicheren Halt. Zudem gewährleisten die **rutschfesten Gummifüsse** optimale Stabilität auf verschiedenen Bodenbelägen. Je nach Bedarf können Sie diese auch durch Gleitkufen (Ref. 20030) ersetzen, um das Vorankommen auf ebenen Flächen zu erleichtern.

Dieser Gehrahmen ist in mehreren **Modellen und Abmessungen** erhältlich: Standard oder tief. Er ist zudem **mit oder ohne Vorderräder** verfügbar. So passt er sich optimal an Ihre Körperform und die Umgebung an – insbesondere dort, wo Türdurchgänge schmal sind.

□ Eigenschaften des Drive Gehramens:

- Eloxierte Aluminiumkonstruktion, leicht und robust
- Ergonomische Griffe für komfortablen Halt
- Rutschfeste Füsse (oder optional Gleitkufen)
- Höhe und Breite je nach Modell variabel
- Erhältlich mit oder ohne zwei Vorderräder
- Modelle Standard oder tief

Ein flexibler Gehrahmen für den Alltag

Der **Drive Gehrahmen** passt sich jeder Situation an und bietet eine effiziente Unterstützung bei Ihren Wegen. **Bestellen Sie noch heute – schnelle Lieferung in der Schweiz!**

SKU	Preis	Description	Modèle	Option	Hauteur	Largeur
20013	150.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN **Mietbar: 25.– CHF/Monat**	Standard	Ohne Rollen	77-84cm	60cm
20014	190.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN **Mietbar: 25.– CHF/Monat**	Standard	Mit 2 Rädern	78-85cm	60cm
20015	150.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN **Mietbar: 25.– CHF/Monat**	Standard	Ohne Rollen	87-94cm	60cm
20016	190.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN **Mietbar: 25.– CHF/Monat**	Standard	Mit 2 Rädern	88-95cm	60cm
20018	160.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Tief	Mit 2 Rädern	70-78cm	65cm
20019	140.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Tief	Ohne Rollen	80-88cm	66cm
20022	160.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Tief	Mit 2 Rädern	90-98cm	67cm

