

# DUSCHSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" STANDARD & XL

**UGS:** 10133
**990.00 CHF – 1'449.00 CHFPreisspanne: 990.00 CHF bis 1'449.00 CHF TVA incluse**

## SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe verstellbar von 475 bis 600 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar für eine einfache Reinigung
- Hochklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Gesamtbreite: (5"-Räder 56 cm) (24"-Räder 67,5 cm)
- Tiefe ohne Fußstützen: (5"-Räder 70 cm) (24"-Räder 85,5 cm)
- Sitzbreite: 48 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 46 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Gewicht: (5"-Räder 14,5 kg) (24"-Räder 19,5 kg)
- Farbe: Weiss
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- **Max. Benutzergewicht XL-Version: 180 kg**
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug, waschbar bei 60 °C

**Categories:** 1. Bad/Dusche/WC, Duschstuhl

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

## DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" – ROBUST, MODULAR UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** wurde entwickelt, um Patienten und Pflegekräften Komfort, Sicherheit und Praktikabilität zu bieten. Er eignet sich dank seiner robusten

und anpassungsfähigen Bauweise sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in medizinischen Einrichtungen.

Sein **korrosionsbeständiger Edelstahlrahmen** ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, auch in chlorhaltiger Umgebung. Die Sitzfläche ist **werkzeuglos von 475 bis 600 mm höhenverstellbar**, was eine schnelle Anpassung an den Benutzer und die Umgebung ermöglicht.

Der spannungsverstellbare Rückenbezug ist bei 60 °C waschbar und bietet hervorragenden Halt. Zudem sind **Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar**, um die Reinigung zu erleichtern. Die Fußstützen sind rutschfest, **höhenverstellbar und abschwenkbar**, ebenso wie die Armlehnen, um sichere seitliche Transfers zu ermöglichen.

**Die Montage ist einfach und erfolgt ohne Werkzeug**. Jedes Element kann schnell demontiert werden, um Transport oder Reinigung zu erleichtern.

**Auch in XL-Version bis 180 kg erhältlich**

## Eigenschaften des Aquatec Ocean Ergo 5"

- Korrosionsbeständiger Edelstahl – geeignet für chlorhaltige Umgebungen
- Werkzeuglos höhenverstellbare Sitzfläche: 475 bis 600 mm
- Spannungsverstellbarer und waschbarer Rückenbezug
- Rutschfeste, verstellbare und abschwenkbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage – zerlegbare Struktur
- Zahlreiches Zubehör für individuelle Anpassung erhältlich

## Komfort und Sicherheit im Alltag

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** ist eine langlebige und anpassungsfähige Lösung für die regelmäßige Körperpflege. Er vereint Komfort, Benutzerfreundlichkeit und optimale Sicherheit, um den Anforderungen aller Anwender gerecht zu werden.

**Bestellen Sie Ihren Ocean Ergo – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

| SKU | Preis | Description | Modèle | Options |
|---|---|---|---|---|
| 10133-1 | 990.00 CHF TVA incluse | | Standard | Ohne Option |
| 10133-2 | 1'069.00 CHF TVA incluse | | Standard | Toiletteneimer-Halterung + Eimer |
| 10133-3 | 1'299.00 CHF TVA incluse | | Standard | Toiletteneimer-Halterung + Eimer + Weiche Sitzfläche |
| 10133-4 | 1'149.00 CHF TVA incluse | | XL | Ohne Option |
| 10133-5 | 1'249.00 CHF TVA incluse | | XL | Toiletteneimer-Halterung + Eimer |
| 10133-6 | 1'449.00 CHF TVA incluse | | XL | Toiletteneimer-Halterung + Eimer + Weiche Sitzfläche |









| | Largeur d'assise | Profondeur d'assise | Hauteur d'assise | Largeur hors-tout | Profondeur hors-tout |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Ergo | 480 mm | 480 mm | 475 - 600 mm | 565 mm | 905 mm |
| Ocean Ergo XL | 480 mm | 480 mm | 475 - 600 mm | 645 mm | 905 mm |
| Ocean 24" Ergo | 480 mm | 480 mm | 475 - 600 mm | 670 mm | 1050 mm |
| Ocean 24" Ergo XL | 480 mm | 480 mm | 475 - 600 mm | 670 mm | 1050 mm |
| Ocean VIP Ergo | 480 mm | 480 mm | 475 - 600 mm | 565 mm | 1000 mm |
| Ocean Dual VIP Ergo | 480 mm | 480 mm | 475 - 600 mm | 565 mm | 1000 mm |

| | Largeur entre les accoudoirs | Angle d'inclinaison d'assise | Angle d'inclinaison de dossier | Poids total | Poids max. utilisateur |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Ergo | 456 mm | - | - | 17 kg | 160 kg |
| Ocean Ergo XL | 535 mm | - | - | 18 kg | 180 kg |
| Ocean 24" Ergo | 456 mm | - | - | 23 kg | 160 kg |
| Ocean 24" Ergo XL | 535 mm | - | - | 24 kg | 180 kg |
| Ocean VIP Ergo | 456 mm | -0° - 40° | - | 23.5 kg | 160 kg |
| Ocean Dual VIP Ergo | 456 mm | -0° - 40° | 0° - 20° | 39.3 kg | 160 kg |