

ELEKTRISCHER DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL ERGOTIP MIT HÖHENVERSTELLUNG UND KANTELUNG

UGS: 10136
5'999.00 CHF – 6'399.00 CHFPreisspanne: 5'999.00 CHF bis 6'399.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Elektrische Sitzhöhenverstellung
- Elektrische Sitzkantelung von -5° bis +35°
- Sitzfläche als Standardversion oder mit Hygieneausschnitt erhältlich
- Hochklappbare Armlehnen für leichteren Seitentransfer
- Verstellbare und wegschwenkbare Fußstützen
- 4 Lenkrollen mit Einzelradfeststellung
- Intensiver Einsatz in Pflegeheimen und Institutionen
- Robuste Konstruktion für den täglichen Gebrauch
- Leicht zu reinigende und zu desinfizierende Oberflächen
- Stromversorgung über Akku
- Maximales Nutzergewicht: 200 kg

Abmessungen ErgoTip 5

- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamttiefe: 74 cm
- Gesamthöhe: 103 bis 141,5 cm
- Sitzbreite: 43 cm
- Sitztiefe: 43 cm
- Sitzhöhe: 54 bis 92,5 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 47,5 cm
- Gewicht: 33 kg

Abmessungen ErgoTip 6

- Gesamtbreite: 63,5 cm
- Gesamttiefe: 74 cm
- Gesamthöhe: 103 bis 141,5 cm

- Sitzbreite: 49 cm
- Sitztiefe: 48 cm
- Sitzhöhe: 55 bis 93,5 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 48 cm
- Gewicht: 33 kg

Abmessungen ErgoTip 7

- Gesamtbreite: 71,5 cm
- Gesamttiefe: 74 cm
- Gesamthöhe: 104 bis 142,5 cm
- Sitzbreite: 58,5 cm
- Sitztiefe: 48 cm
- Sitzhöhe: 57 bis 95,5 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 60 cm
- Gewicht: 33 kg

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Duschstuhl

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **45 Tage**. Bei Fragen oder für eine persönliche Beratung bei der Modellwahl kontaktieren Sie uns bitte.

ELEKTRISCHER DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL ERGOTIP – ELEKTRISCHE HÖHEN- UND NEIGUNGSVERSTELLUNG FÜR OPTIMALEN KOMFORT

Der elektrische Duschstuhl ErgoTip ist für Pflegeheime, spezialisierte Einrichtungen und Privatpersonen konzipiert, die eine höhenverstellbare Duschlösung mit elektrischer Kantelung zur Erleichterung der täglichen Pflege suchen.

Der Duschrollstuhl ErgoTip ist eine High-End-Lösung für Pflegeeinrichtungen, Heime sowie für Privatpersonen, die intensive Unterstützung bei der Körperpflege benötigen.

Dank der elektrischen Höhenverstellung und Kantelfunktion ermöglicht der **ErgoTip** eine präzise Positionierung des Nutzers und verbessert gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal erheblich.

Die Höhenverstellung erleichtert den Transfer und ermöglicht die Pflege in einer ergonomischen Position. Die elektrische Neigung bietet dem Patienten optimalen Halt bei gleichzeitigem Komfort und Sicherheit.

DIE VORTEILE DES ERGOTIP

- □ Elektrische Sitzhöhenverstellung
- □ Elektrische Kantelung für eine komfortable und sichere Positionierung
- □ Konzipiert für den intensiven Einsatz in Einrichtungen und Institutionen
- □ Entlastung des Pflegepersonals
- □ Hohe Stabilität durch vier Lenkrollen mit Feststeller
- □ Sitzfläche als Standardversion oder mit Hygieneausschnitt (U-Form) erhältlich
- □ Robuste Materialien für den täglichen Gebrauch
- □ Pflegeleicht

DREI SITZBREITEN VERFÜGBAR

- ErgoTip 5: Sitzbreite: 43 cm
- ErgoTip 6: Sitzbreite: 49 cm
- ErgoTip 7: Sitzbreite: 58,5 cm

EINE LÖSUNG FÜR DIE TÄGLICHE PFLEGE

Der **ErgoTip** ermöglicht die Positionierung des Nutzers auf einer für die Pflege geeigneten Höhe, was den Kraftaufwand reduziert und den Komfort für alle Beteiligten erhöht.

Durch die Kombination von Sicherheit, Komfort und Ergonomie ist er eine geschätzte Lösung in Pflegeheimen und bei regelmäßiger Unterstützung bei der Körperpflege.

AUF BESTELLUNG IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH

AàZsolutions unterstützt Sie bei der Wahl des Modells, der Sitzbreite und der Optionen, die am besten zu Ihrer Situation passen

https://youtu.be/0id4tVY9uzE?si=GJQ4ba0trEFYLMkB

SKU	Preis	Description	Assise	Ouverture
10136-43	5'999.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136	5'999.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136-49	6'199.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136	6'199.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136-58.5	6'399.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture
10136	6'399.00 CHF TVA incluse		Any Assise	Any Ouverture





