DUSCH- UND TOILETTENSTUHL SEAHORSE PLUS ZUBEHÖR: PELOTTE ZUR VORDEREN ABSTÜTZUNG

UGS: 10107
150.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

• Auf Anfrage

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Seahorse PLUS

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** verfügbar. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder und junge Erwachsene.
Diese neue Generation ist in 3 Größen (S, M, L) erhältlich.
Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.
Mit verstellbarer Kopfstütze, hochklappbaren Armlehnen, hochklappbaren und abnehmbaren Fußstützen, Bremsen an allen 4 Rädern, Beckengurt und abnehmbarem weichem Abduktionskeil.
Der Stuhl ist um 10 cm höhenverstellbar.
Der Stuhl kann als Toilettenstuhl verwendet werden, entweder mit dem großen abnehmbaren Topf oder über dem Toilettenbecken. Er ist vollständig höhenverstellbar.
Der Seahorse PLUS kann als Duschstuhl oder über einer Badewanne verwendet werden.
Er ist mittels einer Gasdruckfeder als Einheit neigbar, von der vertikalen Position bis zu einer Neigung von 40°.

SKU	Preis	Description	Modèle
10107	150.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Klein
10112	150.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Medium und Large

