

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL ASTON

UGS: 10072
499.00 CHF – 1'449.00 CHFPreisspanne: 499.00 CHF bis 1'449.00 CHF TVA incluse

Technische Daten:

- **Sitzhöhe:** Standard, XL und XXL 51 bis 56 cm | Große Räder 50 cm
- **Unterfahrhöhe:** Standard, XL und XXL 43 bis 48 cm | Große Räder 44,5 / 47 / 49,5 cm
- **Gesamtbreite:** Standard 56 cm | XL 66 cm | XXL 80 cm | Große Räder 70 cm
- **Gesamthöhe:** Standard, XL und XXL 99 / 104 cm | Große Räder 99 cm
- **Sitztiefe:** 43 cm (alle Modelle)
- **Sitzbreite:** Standard und Große Räder 46 cm | XL 55 cm | XXL 60 cm
- **Gesamtlänge:** Standard, XL und XXL 87 cm | Große Räder 112 cm
- **Räder:** Standard, XL und XXL 4 Lenkrollen | Große Räder 2 Hinterräder 24"
- **Struktur:** Aluminium, lackiert und korrosionsbeständig
- **Gewicht:** Standard 13,4 kg | XL 17 kg | XXL 19 kg | Große Räder 16 kg
- **Max. Gewicht:** Standard und Große Räder 160 kg | XL 260 kg | XXL 300 kg

Miete für Standardmodell möglich: 65.– CHF/Monat + Kauf des Eimers 25.– CHF / einmalig
Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Duschstuhl

DUSCH- UND TOILETTENSTUHL ASTON – STANDARD, XL, XXL UND 24"-ANTRIEBSRÄDER

Der **Dusch- und Toilettenstuhl ASTON** vereint Komfort, Sicherheit und Funktionalität, um die tägliche Körperpflege von Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern. Ob unter der Dusche oder über dem WC – er überzeugt durch eine **weich gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt**, einen herausnehmbaren Einsatz und einen Eimer.

Dank seiner **korrosionsbeständigen Aluminiumstruktur** ist er robust und besonders

pflegeleicht. Die **hochklappbaren Armlehnen** erleichtern den Transfer, während die wegschwenkbare und verstellbare Fußstütze den Nutzungskomfort erhöht.

Die in **4 Modellen** erhältliche ASTON-Serie passt sich optimal an verschiedene Körperbautypen und die individuellen Mobilitätsbedürfnisse jedes Nutzers an.

DIE 4 ASTON-MODELLE

ASTON Standard – Komfort und Wendigkeit

Vielseitiges Modell mit 4 Lenkrollen inklusive Bremsen, ideal für die Nutzung mit einer Begleitperson.

- Sitzbreite: 46 cm
- Maximales Benutzergewicht: 160 kg

ASTON XL – Verbreiterte Sitzfläche

Verstärkte Version, die mehr Platz und Komfort für kräftiger gebaute Personen bietet.

- Sitzbreite: 55 cm
- Maximales Benutzergewicht: 260 kg
- **Option große Räder: Preis auf Anfrage.**

ASTON XXL – Hohe Belastbarkeit

Speziell für schwergewichtige Personen entwickeltes Modell mit großzügiger Sitzfläche und verstärktem Rahmen.

- Sitzbreite: 60 cm
- Maximales Benutzergewicht: 300 kg
- **Option große Räder: Preis auf Anfrage.**

ASTON 24"-Antriebsräder – Selbstständige Mobilität

Ausgestattet mit **zwei großen 24-Zoll-Hinterrädern mit Greifreifen** ermöglicht diese Version dem Nutzer, sich je nach körperlicher Verfassung autonom fortzubewegen.

- Sitzbreite: 46 cm
- Maximales Benutzergewicht: 160 kg
- Einstellbare Unterfahrhöhe: 44,5 / 47 / 49,5 cm

DIE VORTEILE DER ASTON-SERIE

- **Duale Nutzung:** Duschstuhl und Toilettenstuhl
- **Weiche, komfortable Sitzfläche** mit Hygieneöffnung
- **Hochklappbare Armlehnen** für einen leichteren Transfer
- **Wegschwenkbare und höhenverstellbare Fußstütze**
- **Höhenverstellbar** je nach Modell
- **Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen**, leicht zu reinigen
- **Angepasste Mobilität:** Lenkrollen oder große Antriebsräder je nach Modell

WÄHLEN SIE IHR ASTON-MODELL

Wählen Sie die gewünschte Version im Dropdown-Menü aus, um den Preis anzuzeigen und online zu bestellen.

Für die Nutzung über dem WC empfehlen wir Ihnen, die Maße Ihrer Installation zu prüfen, um die Kompatibilität sicherzustellen.

https://youtu.be/0lqGqC4Bq7E

AàZsolutions berät Sie bei der Wahl Ihrer Ausrüstung und sorgt für die Lieferung in der Schweiz.

SKU	Preis	Description	Modèle
10072-1	499.00 CHF TVA incluse		ASTON Standard – 160 kg
10072-2	619.00 CHF TVA incluse		ASTON 24"-Antriebsräder
10072-3	1'049.00 CHF TVA incluse		ASTON XL – 260 kg
10072-4	1'449.00 CHF TVA incluse		ASTON XXL – 300 kg







