

# DUSCH- UND TOILETTENSTUHL SWIFT COMMODE – ETAC

**UGS:** 10164
**270.00 CHF – 507.00 CHFPreisspanne:**
**270.00 CHF bis 507.00 CHF TVA incluse**

### Technische Daten:

- Farbe: grau
- Verstellbare Sitzhöhe: von 42 bis 57 cm
- Gesamtbreite: 56 cm
- Sitzbreite: 54 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Sitztiefe: 41 cm
- Abmessungen der hygienischen Öffnung: 30 × 21,5 cm
- Gesamthöhe: von 80 bis 95 cm
- Gesamttiefe: von 53 bis 55 cm
- Produktgewicht: 6,2 kg
- Maximales Benutzergewicht: 160 kg
- Höhenverstellung: unabhängige Teleskopfüße
- Sitzneigung: leichte Vorwärtsneigung durch Verstellung der Füße möglich
- Armlehnen: abnehmbar
- Rückenlehne: abnehmbar
- Sitzkissen: abnehmbar
- Rückenkissen: abnehmbar
- Eimer: von oben herausnehmbar
- Eimerdeckel: mitgeliefert
- Montage: ohne Werkzeug
- Dekontamination möglich: bis zu 85 °C für 3 Minuten
- Angegebene Herstellergarantie: 5 Jahre gegen Material- und Verarbeitungsfehler

**Categories:** 1. Bad/Dusche/WC, Duschstuhl

# DUSCH- UND TOILETTENSTUHL SWIFT COMMODE – ETAC

Der **Swift Commode von Etac** ist ein vielseitiger Stuhl, der unter der Dusche, als eigenständiger Toilettenstuhl oder direkt über der Toilette verwendet werden kann.

Die Sitzhöhe ist von **42 bis 57 cm** verstellbar, um sich an den Benutzer und die Höhe der Toilettenschüssel anzupassen. Er wird mit einem **herausnehmbaren Eimer und Deckel** sowie einem abnehmbaren Sitzkissen und Rückenkissen geliefert.

Die Armlehnen und die Rückenlehne können je nach Bedarf entfernt werden. Die Teleskopfüße ermöglichen zudem eine leichte Neigung nach vorne, um das Aufstehen zu erleichtern.

Die rutschfesten Füße sorgen für gute Stabilität auf nassem Boden. Der Stuhl lässt sich ohne Werkzeug montieren und demontieren, und seine glatten Oberflächen erleichtern die Reinigung.

Mit einer Sitzbreite von **54 cm**, einem Abstand von **45 cm zwischen den Armlehnen** und einer maximalen Belastbarkeit von **160 kg** bietet er eine stabile und relativ geräumige Sitzfläche.

# Verwendungsmöglichkeiten

- Duschstuhl
- Eigenständiger Toilettenstuhl
- Toilettenstuhl zum Aufstellen über einer Toilettenschüssel
- Sitz mit Kissen für die Hygienepflege
- Verwendung mit zwei Armlehnen
- Verwendung mit einer Armlehne
- Verwendung ohne Armlehnen, je nach Bedarfsermittlung des Benutzers

**Bestellen Sie ihn noch heute – schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**

https://youtu.be/Ve8LWBoaUR4?si=g8FjuUXJEdhMjiUK

| SKU | Preis | Description | Porte-savon | Anti-éclaboussures | Porte-Papier toilette |
|---|---|---|---|---|---|
| 10164 | 270.00 CHF TVA incluse | | Ohne | Ohne | Ohne |
| 10164 | 349.00 CHF TVA incluse | | Ohne | Ohne | Mit |
| 10164 | 389.00 CHF TVA incluse | | Ohne | Mit | Ohne |
| 10164 | 468.00 CHF TVA incluse | | Ohne | Mit | Mit |
| 10164 | 309.00 CHF TVA incluse | | Mit | Ohne | Ohne |
| 10164 | 388.00 CHF TVA incluse | | Mit | Ohne | Mit |
| 10164 | 428.00 CHF TVA incluse | | Mit | Mit | Ohne |
| 10164 | 507.00 CHF TVA incluse | | Mit | Mit | Mit |




