

ELEKTROMOBIL VERMEIREN CERES SE – 10 KM/H – 450 W

UGS: 20201
~~**4'108.00 CHF**~~ **Ursprünglicher Preis war: 4'108.00 CHF3'599.00 CHFAktueller Preis ist: 3'599.00 CHF. TVA incluse**

Sonderangebot auf Lagerware – 3 Einzelprodukte: 1 x BEIGE, 1 x SILBER, 1 x GRAU, Neuware aus dem Vermeiren-Lager solange der Vorrat reicht. Verkaufspreis inkl. MwSt., exkl. Liefer- und Inbetriebnahmegebühren. Es ist mit einer Lieferzeit von ca. 1 Woche zu rechnen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Begrenzte Stückzahl

TECHNISCHE DATEN:

- **Höchstgeschwindigkeit:** 10 km/h
- **Angegebene maximale Reichweite:** 35 km
- **Maximale Benutzerlast:** 140 kg
- **Motorleistung:** 450 W
- **Batterien:** 2 × 12 V – 50 Ah
- **Gesamtlänge:** 1.300 mm
- **Gesamtbreite:** 620 mm
- **Gesamthöhe:** 1.280 mm
- **Sitzhöhe:** 450 bis 500 mm
- **Wenderadius:** 2.800 mm
- **Gesamtgewicht:** 111 kg
- **Anzahl der Räder:** 4
- **Hauptanwendung:** Outdoor
- **Beleuchtung:** LED vorne und hinten
- **Blinker:** vorne und hinten
- **Federung:** ja
- **Frontkorb:** abnehmbar
- **Sitz:** drehbar und verstellbar
- **Lenksäule:** verstellbar

Categories: 2. Mobilität, Roller

Ein komfortables Elektromobil für Ihre Fahrten im Freien

Das **Ceres SE von Vermeiren** kombiniert Komfort, einfache Bedienung und Leistung, um Personen mit eingeschränkter Mobilität bei ihren täglichen Fahrten zu unterstützen.

Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von **10 km/h** und einer Reichweite von bis zu **35 km** eignet es sich besonders für Ausflüge ins Freie, Einkäufe und Fahrten in der näheren Umgebung.

Seine vierrädrige Konstruktion bietet eine gute Stabilität, während die integrierte Federung Unebenheiten des Geländes absorbiert, um ein sanfteres und komfortableres Fahrgefühl zu gewährleisten.

Personalisierter Komfort

Das Ceres SE ist mit einem **drehbaren und höhenverstellbaren Sitz** ausgestattet, der das Einsteigen und Umsetzen erleichtert. Der Sitz verfügt zudem über Armlehnen und eine abnehmbare Kopfstütze.

Die Lenksäule kann angepasst werden, um die Fahrposition an die Körpergröße des Benutzers anzupassen.

Sichtbarkeit und Sicherheit

Das LED-Beleuchtungssystem umfasst Front- und Rücklichter sowie Blinker. Das Bedienfeld ist übersichtlich angeordnet und einfach zu bedienen.

Ein abnehmbarer Frontkorb ermöglicht den einfachen Transport von persönlichen Gegenständen oder kleinen Einkäufen.

Bestellen Sie ihn schnell, schweizweite Lieferung.







