

BETTTISCH CORFOU 2 PLATTEN & CORFOU EVOLUTION (IDENTITÉS)

UGS: 30022
179.00 CHF – 199.00 CHFPreisspanne:
179.00 CHF bis 199.00 CHF TVA incluse

Technische Daten:

- Höhenverstellung: **mittels Gasfeder**
- Höhe: **72 bis 99,5 cm**
- Breite große Platte: **56 cm**
- Tiefe große Platte: **38 cm**
- Breite kleine Platte: **20 cm**
- Tiefe kleine Platte: **38 cm**
- Untergestell verstellbar von 60 bis 78 cm (nur Modell Corfou Evolution)
- Gestell: Stahl
- Oberfläche: weiße Epoxidharzlackierung
- Platten: Spanplatte in heller Holzoptik
- Rollen mit Bremse: **2**
- Maximale Belastung: **15 kg**
- Herstellergarantie: **2 Jahre**

Categories: 3. Ruhe, Betttisch

BETTTISCH CORFOU 2 PLATTEN & CORFOU EVOLUTION (IDENTITÉS)

Der **Betttisch Corfou** ist ein mobiler, höhenverstellbarer Tisch mit **Gasfeder**, der eine einfache Höhenanpassung der Platte durch leichten Handdruck ermöglicht. Er wurde entwickelt, um Mahlzeiten, Lesen oder tägliche Aktivitäten im Bett oder in sitzender Position zu erleichtern.

□ MODELL CORFOU 2 PLATTEN

Die Version mit **2 Platten** verfügt über eine große, bis zu **30° neigbare Platte auf jeder Seite**, besonders praktisch zum Lesen, Schreiben oder zur Nutzung eines Tablets.

Die kleine Platte bleibt fest, um ein Glas, eine Fernbedienung oder verschiedene Gegenstände griffbereit zu halten, während die große Platte geneigt ist.

Die Höhe lässt sich dank der **Gasfeder** einfach einstellen, ohne eine herkömmliche Feststellschraube verwenden zu müssen. Der Tisch ist mit **4 Rollen, davon 2 mit Bremse**, ausgestattet, um die Positionierung um das Bett herum zu erleichtern.

MODELL CORFOU EVOLUTION

Die **Corfou Evolution** ist die vielseitigste Version. Sie verfügt über die zwei Platten und die Höhenverstellung mittels Gasfeder, zeichnet sich aber vor allem durch ihr **in der Breite von 60 bis 78 cm verstellbares Untergestell** aus.

Diese Besonderheit ermöglicht die Nutzung nicht nur mit einem Standardbett oder -sessel, sondern auch mit einem **Aufstehsessel**, dessen Untergestell und Platzbedarf in der Regel größer sind.

Die kleine feste Platte ist mit einer **Ablagesicherung** ausgestattet, um das Herunterfallen von Gegenständen zu begrenzen. Die große Platte kann geneigt werden, um eine bequemere Position beim Lesen oder anderen Aktivitäten zu bieten.

https://youtu.be/vEG77aJ3fbU

Bestellen Sie jetzt Ihren Betttisch Corfou 2 Platten / Evolution, um eine vielseitige und ergonomische Unterstützung zu erhalten!

SKU	Preis	Description	Modèle
30022-2	179.00 CHF TVA incluse		2 Platten
30022-1	199.00 CHF TVA incluse		Evolution







