

ULTRA-LEICHTER 2-RAD-ROLLATOR NEO POP MIT REGENSCHIRM-FALTSYSTEM – IDENTITÉS

UGS: 20126
139.00 CHF **TVA incluse**

TECHNISCHE DATEN

- Rahmen: **anthrazitgrau eloxiertes Aluminium**
- Hintere Stützen: **2 Gleitkappen**
- Griffe: weicher, anatomischer Schaumstoff
- Griffhöhe: **83,5 bis 101 cm**
- Höhenverstellung: **5 Positionen**
- Gesamtbreite: **63 cm**
- Gesamttiefe: **60 cm**
- Breite zwischen den Griffen: **40 cm**
- Abstand zwischen den Füßen: **57 cm**
- Maße zusammengeklappt: **17 × 13 × 91,5 cm**
- Gewicht: **3,2 kg**
- Maximales Benutzergewicht: **130 kg**
- Faltbar: **Regenschirm-Typ**
- Herstellergarantie: **2 Jahre**

Categories: 2- oder 3-Rad-Rollator, 2. Mobilität

ULTRA-LEICHTER 2-RAD-ROLLATOR NEO POP MIT REGENSCHIRM-FALTSYSTEM (IDENTITÉS)

Der **Rollator Neo Pop von Identités mit Regenschirm-Faltsystem** ist eine ultra-leichte Gehhilfe für Personen, die einen einfachen, wendigen und vor allem **zusammengeklappt sehr kompakten** Rollator suchen.

Sein Rahmen aus **anthrazitgrau eloxiertem Aluminium** wiegt nur **3,2 kg** und trägt dennoch ein Benutzergewicht von bis zu **130 kg**. Er ist mit zwei 15-cm-Vorderrädern **15 cm** und zwei Gleitkappen hinten ausgestattet, die das Gehen unterstützen und gleichzeitig einen stabilen Halt bieten.

Sein Hauptvorteil liegt im **Regenschirm-Faltsystem**. Die beiden Seiten des Rollators lassen sich zusammenschieben, was zu einem besonders geringen Platzbedarf von nur **17 × 13 cm am Boden bei 91,5 cm Höhe** führt. So lässt er sich leicht im Kofferraum oder auf engem Raum verstauen.

Die weichen, anatomisch geformten Schaumstoffgriffe bieten einen angenehmen Halt. Ihre Höhe ist in **5 Positionen von 83,5 bis 101 cm** verstellbar, um den Rollator an die Körpergröße des Benutzers anzupassen.

Stärken:

- **Ultra-leicht: nur 3,2 kg**
- Besonders kompaktes Regenschirm-Faltsystem
- Maße zusammengeklappt: nur **17 × 13 × 91,5 cm**
- Leichte und widerstandsfähige Aluminiumstruktur
- Griffhöhe in 5 Positionen verstellbar
- Leicht zu transportieren und im Kofferraum zu verstauen
- Maximales Benutzergewicht: **130 kg**

Eine praktische und platzsparende Gehhilfe

Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der Schweiz!







