

LEICHTER 2-RAD-ROLLATOR MIT VERSTELLBAREM SITZ UND RÜCKENLEHNE

UGS: 20120
159.00 CHF **TVA incluse**

TECHNISCHE DATEN

- Gesamtbreite: **52 bis 57 cm (Räder Position innen oder außen)**
- Gesamttiefe: **59 bis 65 cm (je nach eingestellter Sitzhöhe)**
- Gesamthöhe: **80 bis 97 cm**
- Höhenverstellung der Griffe: **6 Positionen**
- Durchgangsbreite: **42,5 cm**
- Sitzbreite: **36 cm**
- Sitztiefe: **24 cm**
- Sitzhöhe: **47 bis 54 cm in 4 Positionen**
- Vorderraddurchmesser: **15 cm**
- Hinterbeine: kompatibel mit UGS.20030 Gleitern (Paar)
- Gewicht des Rollators: **5,9 kg**
- Maximales Benutzergewicht: **136 kg**
- Maximale Belastung der Tasche: **5 kg**
- Rückenlehne: gepolstert und hochklappbar
- In 2 Farben erhältlich: Perlweiß und Orange

Categories: 2- oder 3-Rad-Rollator, 2. Mobilität

2-RAD-ROLLATOR NEO CLASSIC (IDENTITÉS) – KOMFORT UND SICHERHEIT ZU HAUSE

Der **Rollator Neo Classic von Identités** ist eine leichte und kompakte Gehhilfe, die sowohl für den **Innen- als auch für den Außenbereich** konzipiert wurde. Sein Rahmen mit Ovalrohren verleiht ihm ein modernes Aussehen bei einem geringen Gewicht von nur **5,9 kg**.

Er ist mit einem **breiten Sitz mit Tragegriff** und einer **hochklappbaren, gepolsterten Rückenlehne** ausgestattet, die dem Nutzer kurze Pausen während der Fortbewegung ermöglichen. Eine abnehmbare Netztasche unter dem Sitz dient dem einfachen Transport persönlicher Gegenstände.

Der Neo Classic zeichnet sich zudem durch seine **zwei weichen, nicht markierenden 15-cm-Vorderräder** aus. Die Position der Vorderräder kann nach innen oder außen gerichtet werden, um die Breite des Rollators anzupassen, insbesondere für engere Passagen.

Die Griffhöhe ist verstellbar, um sie an die Körpergröße des Benutzers anzupassen. Die **Sitzhöhe kann ebenfalls in 4 Positionen von 47 bis 54 cm eingestellt werden**, was einen interessanten Vorteil darstellt, um den Rollator an verschiedene Körperbautypen anzupassen.

Sein Faltsystem ist besonders einfach: Es genügt, den Sitz anzuheben, um den Rollator zusammenzuklappen und so die Lagerung oder den Transport zu erleichtern.

Stärken:

- Faltbar für einfache Aufbewahrung und Transport
- Komfortable abnehmbare Rückenlehne
- Sitzhöhe in 4 Positionen verstellbar: 47 bis 54 cm
- Abnehmbare Netztasche unter dem Sitz
- Leichte und stabile Struktur

Erhältlich in **Perlweiß** oder **Orange**.

Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

https://youtu.be/8Kzwx0aTTIY

SKU	Preis	Description	Couleur
20120-1	159.00 CHF TVA incluse		Perlweiß
20120-2	159.00 CHF TVA incluse		Orange







