

TOILETTEN-ARMLEHNEN KOS

UGS: 10059
119.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

• Breite zwischen den Armlehnen: 49,5 bis 54,5 cm
• Gesamthöhe: 69–81,5 cm (6 Positionen)
• Gesamttiefe: 47,5 cm
• Farbe: Weiss
• Max. Benutzergewicht: 100 kg

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, WC-Rahmen

Ausgestattet mit 4 rutschfesten Füssen lässt sich dieser abnehmbare Sicherheitsrahmen einfach in Höhe und Breite verstellen, um sich an alle WCs anzupassen.
Er wird ohne Werkzeug installiert und bietet eine stabile Stütze, wodurch Wandeingriffe zur Befestigung von Haltegriffen vermieden werden.







