

GLATTE, VERCHROMTE HALTEGRIFFSTANGE

UGS: 10100-102

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: Je nach Modell
- Länge: Je nach Modell
- Ø Rohr: 2,5 cm
- Max. Benutzergewicht 100 kg

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Haltegriff

GLATTE, VERCHROMTE HALTEGRIFFSTANGE – SICHERHEIT UND DESIGN FÜR IHR BADEZIMMER

Die **glatte, verchromte Haltegriffstange** verbindet Ästhetik und Funktionalität, um die Sicherheit im Badezimmer oder in der Toilette zu erhöhen. Aus **verchromtem Stahl** gefertigt, bietet sie einen stabilen Halt und verleiht Ihrem Sanitärbereich zugleich eine glänzende, moderne Note.

Ihre **glatte, rutschhemmende Oberfläche** sorgt für einen hervorragenden Griff, auch mit nassen Händen. Erhältlich in **60 cm**, passt sich diese **Wandhaltegriffstange** Ihren Montage- und Platzbedürfnissen an. Ideal vertikal, horizontal oder diagonal – je nach gewünschter Nutzung.

Geliefert mit **zwei Gummidichtungen** zur Dämpfung von Vibrationen und **Edelstahlschrauben** ist diese Stange montagebereit. Mit einer **Höhe von 7,5 cm** bleibt sie dezent und bietet im Alltag dennoch zuverlässigen Halt.

✅ Vorteile der glatten, verchromten Haltegriffstange:

- Glänzender, robuster und langlebiger verchromter Stahl
- Rutschhemmende Oberfläche für sicheren Halt
- Längen: 60 cm
- Einfache Wandmontage mit mitgelieferten Edelstahlschrauben und Gummidichtungen
- Schlichtes Design, geeignet für feuchte Umgebungen

Stabiler, dezenter Halt für Ihre Selbstständigkeit

Die **glatte, verchromte Haltegriffstange** sorgt für mehr Stabilität bei Bewegungen in risikoreichen Bereichen. Sie eignet sich sowohl für den privaten Gebrauch als auch für Gemeinschaftseinrichtungen.

Bestellen Sie Ihre verchromte Haltegriffstange – schnelle Lieferung in der Schweiz!

