KLAPPBARER HALTEGRIFF MIT STÜTZFUSS

UGS: 10031
200.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gewicht: 4,1 kg
- Länge: 76 cm
- Max. Benutzergewicht 100 kg
- Höhenverstellbar: 81–104 cm
- Befestigungsplatte: 30 × 12,5 cm
- Farbe: Weiß

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Haltegriff

KLAPPBARER HALTEGRIFF MIT STÜTZFUSS – VERSTÄRKTE STABILITÄT UND ERLEICHTERTER ZUGANG

Der **klappbare Haltegriff mit Stützfuß** wurde entwickelt, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität sicheren Halt zu bieten und gleichzeitig Platz zu sparen. Ideal neben dem WC: Er lässt sich bei Nichtgebrauch einfach an die Wand hochklappen.

Die robuste Konstruktion wird durch einen **höhenverstellbaren Stützfuß** verstärkt, der das Gewicht auf den Boden ableitet und maximale Stabilität bietet. Der **Wandgriff** wird mit einem stabilen Befestigungssystem geliefert und eignet sich für private wie auch professionelle Umgebungen.

□ Produkt-Highlights:

- An die Wand klappbar – für mehr Platz
- Stützfuß am Boden für zusätzliche Stabilität
- Geeignet für Toiletten, Duschen und barrierefreie Bereiche
- Einfach zu bedienen und zu reinigen
- Stabile Wandmontage mit Bodenabstützung

Empfohlene Verwendung

Der **klappbare Haltegriff** ist ideal für barrierefreie Toiletten, ausgestattete Badezimmer oder Pflegeeinrichtungen. Er bietet Komfort, Selbstständigkeit und Sicherheit im Alltag.

Bestellen Sie Ihren klappbaren Haltegriff mit Stützfuß – schnelle Lieferung in der Schweiz!

