

LEICHTER, FALTBARER GEHRAHMEN, ZWEISTUFIG

UGS: 20080
150.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Boden–Griffe: 80–93 cm
- Breite zwischen den Griffen: 45 cm
- Gesamtbreite: 54 cm
- Tiefe: 55 cm
- Tiefe (gefaltet): 11 cm
- Gewicht: 2,5 kg
- Max. Benutzergewicht 100 kg

Categories: 2. Mobilität, Gehrahmen

LEICHTER, ZWEISTUFIGER FALT-GEHRAHMEN – STABILITÄT, KOMFORT UND PLATZSPARENDE AUFBEWAHRUNG

Der **leichte, zweistufige Falt-Gehrahmen** bietet Ihnen bei jedem Schritt eine stabile und sichere Unterstützung. Dank seiner robusten, zugleich leichten Konstruktion eignet er sich ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität, die ihre Selbstständigkeit bewahren und gleichzeitig das Sturzrisiko reduzieren möchten.

Dieses Modell zeichnet sich durch seine **zwei Griffhöhen** aus: die oberen Griffe zum Gehen und die unteren Griffe, um das Aufstehen aus einem Stuhl oder Bett zu erleichtern. So unterstützt er sowohl das Gehen als auch den Übergang vom Sitzen zum Stehen.

Der Rahmen ist **in 6 Positionen höhenverstellbar**, um sich an jede Körpergrösse anzupassen. Zudem lässt er sich über einen zentralen Knopf einfach zusammenklappen, was die Aufbewahrung und den Transport erleichtert. Die Füsse sind mit **rutschfesten Gummipuffern** ausgestattet – für besseren Halt, auch auf glatten Böden.

Hauptmerkmale:

- Zweistufiger Falt-Rahmen: Unterstützung beim Gehen und Aufrichten
- Leichte und robuste Aluminiumkonstruktion
- 6-fach höhenverstellbar
- Weiche, ergonomische Griffe für sicheren Halt
- Rutschfeste Gummifüsse für mehr Stabilität
- Einfaches Zusammenklappen per Knopfdruck

Ein Gehrahmen für mehr Selbstständigkeit

Wählen Sie den **leichten, zweistufigen Falt-Gehrahmen**, um Sicherheit, Komfort und

Alltagstauglichkeit zu vereinen. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**