MODULARER TOILETTENSTUHL AQUATEC PICO

UGS: 10068
320.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe: 42–57 cm
- Gesamtbreite: 57 cm
- Gesamttiefe: 52 cm
- Breite zwischen Armlehnen: 43 cm
- Sitztiefe: 42 cm
- Gesamthöhe: 82–97 cm
- Farbe: Weiß
- Gewicht: 4,8 kg
- Max. Benutzergewicht Benutzer: 160 kg

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Toilettenstuhl

MODULARER TOILETTENSTUHL AQUATEC PICO – VIELSEITIGKEIT, KOMFORT UND STABILITÄT

Der **modulare Toilettenstuhl Aquatec Pico** ist für maximale Flexibilität im Alltag konzipiert. Dank seiner 3-in-1-Konstruktion kann er in **WC, Schlafzimmer oder Dusche** verwendet werden. Sein robustes und leicht zu reinigendes Kunststoffdesign gewährleistet Hygiene und Langlebigkeit.

Dieses Modell ist vollständig **höhenverstellbar** und verfügt über eine **modulare Struktur**: Der Benutzer kann die Ausrichtung der Eimerentnahme (von vorne, hinten oder seitlich) je nach Bedarf wählen. Die **Armlehnen und die Rückenlehne sind abnehmbar**, um Transfers zu erleichtern oder sich an räumliche Gegebenheiten anzupassen.

✅ Vorteile des Toilettenstuhls Aquatec Pico:

- 3 Nutzungsmöglichkeiten: Schlafzimmer, Badezimmer, WC
- Leichte, stabile und pflegeleichte Kunststoffstruktur
- Höhenverstellbar für mehr Komfort
- Eimer aus mehreren Richtungen zugänglich
- Füsse mit rutschfesten Saugnäpfen für mehr Stabilität

Ein Toilettenstuhl für jede Umgebung

Der **Toilettenstuhl Aquatec Pico** richtet sich an Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Rekonvaleszenz. Sein anpassbares Design bietet optimalen Komfort und einfache Integration in jeden Sanitärbereich.

Bestellen Sie Ihren modularen Toilettenstuhl Aquatec Pico – Schnelle Lieferung in der Schweiz!





