

PFLEGEBETT NIEDRIGE HÖHE ALOÏS (VERMEIREN)

UGS: 30058
3'499.00 CHF TVA incluse

EIGENSCHAFTEN

- Spannung: 24 V
- Liegefläche: 90 cm x 200 cm
- Gesamtbreite: 107 cm
- Gesamtlänge: 208 cm
- Liegehöhe: 20 cm bis 72 cm
- Gewicht: 85 kg
- 4 gemeinsam gebremste Rollen
- Max. Benutzergewicht Nutzer: 140 kg

Categories: 3. Ruhe, Elektrisches Pflegebett

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

PFLEGEBETT NIEDRIGE HÖHE ALOÏS (VERMEIREN) – SICHERHEIT UND WOHNSTIL

Das **Pflegebett Niedrige Höhe Aloïs** vereint die Eleganz von Buchenholz mit erhöhter Sicherheit dank durchgehender Seitengitter. Für eine warme häusliche Atmosphäre konzipiert, verwandelt es sich in ein Tiefeinsteigerbett mit Lattenrost und passt sich Ihren Pflege- und Komfortbedürfnissen an.

Grundausstattung:

- **4 unabhängige Motoren**: Einstellung der Höhe (205 mm bis 615 mm), der Kopf- und Beinneigung.
- **Zerlegbar und einfach**: Vereinfachte Montage und Transport, ideal für Umzüge oder Lagerung.
- **Holzseitengitter**: Zwei Paare mit integrierten Griffen für durchgehenden Schutz.
- **Galgen inklusive**: Ermöglicht die Aufhängung von medizinischem Zubehör.
- **4 feststellbare Rollen**: Sichere Mobilität und zuverlässige Verriegelung in Position.

Komfort und Hygiene:

- **Metalllattenrost**: Leicht zu reinigen, hygienisch und langlebig.
- **Standardgrösse**: Kompatibel mit Matratze 90 × 200 cm.

Das **Pflegebett Niedrige Höhe Aloïs** erleichtert den Ein- und Ausstieg dank seiner sehr niedrigen Position und bietet gleichzeitig präzise Einstellungen für Pflege oder Entspannung. Sein häusliches Design fügt sich perfekt in ein Schlafzimmer ein, während seine erweiterten Funktionen eine sichere Umgebung für Nutzer und Pflegepersonal garantieren.

Bestellen Sie Ihr Pflegebett Niedrige Höhe Aloïs (Vermeiren) jetzt, um Komfort, Sicherheit und Eleganz zu Hause zu vereinen!