

4-RAD-ROLLATOR – TRANSFERSTUHL GLIDE 2-IN-1 (MOBIO)

UGS: 20165
599.00 CHF – 855.00 CHFPreisspanne:
599.00 CHF bis 855.00 CHF TVA incluse

TECHNISCHE DATEN

- Gewicht: 10,8 kg
- Max. Nutzergewicht: 136 kg
- Länge: 71,5 cm
- Breite: 64 cm
- Breite (gefaltet): 26,5 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitztiefe: 30 cm
- Sitzhöhe: 50 cm
- Griffhöhe: 83 bis 99,5 cm
- Raddurchmesser: 20 cm vorne / 30 cm hinten
- Rahmen: Aluminium
- Geliefert mit Tasche und Rückengurt

Categories: 2. Mobilität, Rollator 4 Räder

ROLLATOR UND TRANSFERSTUHL GLIDE 2-IN-1 – GEHEN SIE WEITER AUS, OHNE ANGST VOR ERSCHÖPFUNG

Der **Glide 2-in-1** revolutioniert die Mobilität, indem er in einem einzigen Hilfsmittel einen **komfortablen Rollator für selbstständiges Gehen** und einen **Transferstuhl, der sofort von einer nahestehenden Person oder Betreuungsperson geschoben werden kann**, vereint.

Sie müssen nicht mehr zwischen Rollator und Rollstuhl wählen. Mit dem Glide gehen Sie so lange, wie Sie möchten – und wenn die Müdigkeit kommt, wechseln Sie in wenigen Sekunden in den Stuhlmodus, um Ihren Ausflug ganz entspannt fortzusetzen.

Der Glide bietet Ihnen eine Freiheit, die nur wenige Mobilitätshilfen ermöglichen.

WARUM DEN GLIDE 2-IN-1 WÄHLEN?

- **Rollator und Transferstuhl** vereint in **einem einzigen Produkt**
- Sofortige Umwandlung ohne Werkzeug
- Wechsel vom Gehmodus in den Stuhlmodus in wenigen Sekunden

- Optimaler Komfort für Nutzer und Begleitperson
- Weiche Sitzfläche mit komfortabler Rückenlehne
- Große Hinterräder für mehr Fahrkomfort
- Intelligente Griffe, speziell fürs Schieben entwickelt
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Aufbewahrungstasche inklusive
- Rückengurt inklusive
- Ausgezeichnetes, elegantes Design

GEHEN SIE, WANN SIE MÖCHTEN. RUHEN SIE SICH AUS, WENN SIE ES BRAUCHEN.

Der größte Vorteil des Glide ist seine Fähigkeit, sich Ihrem Energielevel anzupassen.

Sie können ihn als klassischen Rollator nutzen, um Ihre Selbstständigkeit und körperliche Aktivität zu erhalten. Und sobald die Müdigkeit einsetzt, verwandelt er sich schnell in einen komfortablen Transferstuhl, damit Sie von einer nahestehenden Person bis zu Ihrem Ziel oder nach Hause begleitet werden können.

Diese Vielseitigkeit ist besonders geschätzt bei:

- Stadtspaziergängen
- Arztbesuchen
- Familienausflügen
- Reisen
- Ferien
- Tagen mit geringerer Ausdauer

EINFACHER UND SCHNELLER UMBAU

Dank seines cleveren Systems **Pin-In / Pin-Out** wechselt der Glide vom Rollator- in den Transferstuhlmodus – ohne komplizierte Demontage und ohne Werkzeug.

Die Fußstützen klappen schnell aus und der Rückengurt schwenkt, sodass ein stabiler und komfortabler Transferstuhl entsteht.

AUCH FÜR BEGLEITPERSONEN GEDACHT

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzmodellen wurde der Glide so entwickelt, dass er der schiebenden Person den Alltag erleichtert.

Seine hinteren Griffe lassen sich neigen, um die Haltung der Begleitperson zu verbessern und das Risiko von Kontakt mit dem Rücken des Nutzers oder den Hinterrädern beim Schieben zu reduzieren.

Das Ergebnis: komfortableres, natürlicheres und sichereres Schieben.

INKLUSIVE AUSSTATTUNG

 Aufbewahrungstasche
 Komfortabler Rückengurt
 Integrierte Fußstützen
 Bremsen mit Parkfunktion
 Sofortiger Wechsel in den Stuhlmodus

VERFÜGBARE ZUBEHÖRTEILE

- Stockhalter (UGS.20087)
- Getränkehalter (UGS.20088)
- Sicherheitsgurt (UGS20089)
- Regenschirm (UGS.20090)

DER GLIDE 2-IN-1: EINE NEUE ART, FREI ZU BLEIBEN

Denn das Ziel ist nicht nur zu gehen. Sondern weiterhin auszugehen, die Familie zu genießen, zu reisen und die eigenen Wege selbstbewusst unter Kontrolle zu behalten.

LIEFERUNG IN DER GANZEN SCHWEIZ

Der **Rollator – Transferstuhl Glide 2-in-1 (Mobio)** wird einsatzbereit geliefert und ist die ideale Lösung für alle, die einen leichten, komfortablen und eleganten Rollator für den Alltag suchen.

https://youtu.be/wVAAVs_mhcQ?si=NNoG1HY4OnP-Q1Gq

SKU	Preis	Description	Couleur	Ceinture	Porte-canne	Porte-gobelet	Parapluie
20165-1	599.00 CHF TVA incluse		Grün	Ohne Gurt	Ohne Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	738.00 CHF TVA incluse		Grün	Ohne Gurt	Ohne Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	638.00 CHF TVA incluse		Grün	Ohne Gurt	Ohne Stockhalter	Mit Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	777.00 CHF TVA incluse		Grün	Ohne Gurt	Ohne Stockhalter	Mit Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	638.00 CHF TVA incluse		Grün	Ohne Gurt	Mit Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	777.00 CHF TVA incluse		Grün	Ohne Gurt	Mit Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	677.00 CHF TVA incluse		Grün	Ohne Gurt	Mit Stockhalter	Mit Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	816.00 CHF TVA incluse		Grün	Ohne Gurt	Mit Stockhalter	Mit Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	638.00 CHF TVA incluse		Grün	Mit Gurt	Ohne Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	777.00 CHF TVA incluse		Grün	Mit Gurt	Ohne Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	677.00 CHF TVA incluse		Grün	Mit Gurt	Ohne Stockhalter	Mit Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	816.00 CHF TVA incluse		Grün	Mit Gurt	Ohne Stockhalter	Mit Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	677.00 CHF TVA incluse		Grün	Mit Gurt	Mit Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	816.00 CHF TVA incluse		Grün	Mit Gurt	Mit Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	716.00 CHF TVA incluse		Grün	Mit Gurt	Mit Stockhalter	Mit Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	855.00 CHF TVA incluse		Grün	Mit Gurt	Mit Stockhalter	Mit Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165-2	599.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Ohne Gurt	Ohne Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	738.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Ohne Gurt	Ohne Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	638.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Ohne Gurt	Ohne Stockhalter	Mit Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	777.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Ohne Gurt	Ohne Stockhalter	Mit Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	638.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Ohne Gurt	Mit Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	777.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Ohne Gurt	Mit Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	677.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Ohne Gurt	Mit Stockhalter	Mit Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	816.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Ohne Gurt	Mit Stockhalter	Mit Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	638.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Mit Gurt	Ohne Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	777.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Mit Gurt	Ohne Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	677.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Mit Gurt	Ohne Stockhalter	Mit Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	816.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Mit Gurt	Ohne Stockhalter	Mit Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	677.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Mit Gurt	Mit Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	816.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Mit Gurt	Mit Stockhalter	Ohne Getränkehalter	Mit Regenschirm
20165	716.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Mit Gurt	Mit Stockhalter	Mit Getränkehalter	Ohne Regenschirm
20165	855.00 CHF TVA incluse		Schwarz	Mit Gurt	Mit Stockhalter	Mit Getränkehalter	Mit Regenschirm




