


# ROLLATOR 4 RÄDER TRIVE DOPPELFALTUNG (MOBIO)

**UGS:** 20164
**449.00 CHF – 499.00 CHFPreisspanne:**
**449.00 CHF bis 499.00 CHF TVA incluse**

## TECHNISCHE DATEN

- Gewicht: 6,5 kg, Geländegängig-Version: 8,2 kg
- Maximales Benutzergewicht: 125 kg
- Länge: 69 cm, Geländegängig-Version: 73 cm
- Breite: 65 cm, Geländegängig-Version: 66 cm
- Griffhöhe: 84 bis 96 cm, Geländegängig-Version: 86 bis 98 cm
- Sitzhöhe: 58 cm, Geländegängig-Version: 60 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitztiefe: 18 cm
- Raddurchmesser: 20 cm
- Maximale Belastung der Tasche: 5 kg
- Breite gefaltet: 35 cm, Geländegängig-Version: 36 cm

**Categories:** 2. Mobilität, Rollator 4 Räder

# ROLLATOR 4 RÄDER TRIVE & TRIVE GELÄNDEGÄNGIG, 2-FACH FALTBAR, ELEGANT UND ULTRA PRAKTISCH

Der **Rollator 4 Räder Trive** ist eine hochwertige Gehhilfe für aktive Menschen, die eine leichte, elegante und äusserst einfach zu transportierende Gehhilfe suchen.

Dank seines exklusiven **preisgekrönten Doppelfaltsystems** lässt sich der Trive schnell zusammenklappen, um Platz zu sparen und die Aufbewahrung im Kofferraum, Zug oder Flugzeug zu erleichtern. Sein raffiniertes britisches Design und die sorgfältige Verarbeitung machen ihn zu einem ebenso praktischen wie eleganten Rollator.

Den **Rollator 4 Räder Trive** gibt es auch in einer **Geländegängig-Version** mit grossem Raddurchmesser, speziell für unebenes Gelände konzipiert.

Kies, Waldwege, Pflastersteine, Rasenflächen oder befestigte Wege werden deutlich leichter befahrbar. Er ist die ideale Lösung für Nutzer, die gerne im Freien aktiv bleiben.

## □ DIE STÄRKEN DES ROLLATORS 4 RÄDER TRIVE

- Hochwertiger Rollator 4 Räder
- Ultra kompakte Doppelfaltung
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Nur 6,5 kg
- Räder 20 cm oder **24 cm (Trive Geländegängig)**
- Aufbewahrungstasche inklusive
- Inklusive Stockhalter
- Höhenverstellbarer Rückengurt inklusive
- Ergonomische Bremsen mit Parkfunktion
- Preisgekröntes britisches Design

## EINZIGARTIGES FALTSYSTEM FÜR MINIMALEN PLATZBEDARF

Der Trive ist konzipiert, um Sie auf allen Wegen zu begleiten. Sein patentiertes System ermöglicht ein schnelles und intuitives Zusammenklappen durch einfaches Anheben der Sitzfläche.

Zusammengeklappt wird er besonders kompakt und lässt sich einfach im Auto, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Reisen transportieren.

## LEICHT, ROBUST UND KOMFORTABEL

Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, wiegt der Trive nur **6,5 kg** und trägt einen Benutzer bis zu **125 kg**.

Seine grossen 20-cm-Räder sorgen für ausgezeichnete Manövrierbarkeit und optimalen Gehkomfort sowohl drinnen als auch draussen.

## EINE GELÄNDEGÄNGIG-VERSION

Der **Rollator 4 Räder Trive Geländegängig** vereint alle Qualitäten des Trive Standard und fügt Räder mit grossem Durchmesser (24 cm) hinzu, die speziell für unebenes Gelände konzipiert sind.

Kies, Waldwege, Pflastersteine, Rasenflächen oder befestigte Wege werden deutlich leichter befahrbar. Er ist die ideale Lösung für Nutzer, die gerne im Freien aktiv bleiben.

## INKLUSIVE AUSSTATTUNG

□ Stockhalter
□ Höhenverstellbarer Rückengurt für mehr Komfort
□ Bremsen mit Parkfunktion

## LIEFERUNG IN DER GANZEN SCHWEIZ

Der **Rollator 4 Räder Trive und Trive Geländegängig (Mobio)** wird gebrauchsfertig geliefert und ist eine ideale Lösung für Personen, die eine leichte, komfortable und elegante Gehhilfe für ihre täglichen Wege suchen.

https://youtu.be/Ai_ZyPPYTHY?si=INTn1Qi4svdLiNFs

| SKU | Preis | Description | Modèle | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 20164-1 | 449.00 CHF TVA incluse | | Trive Standard | Grün |
| 20164-2 | 449.00 CHF TVA incluse | | Trive Standard | Grau |
| 20164-3 | 449.00 CHF TVA incluse | | Trive Standard | Terracotta |
| 20164-4 | 499.00 CHF TVA incluse | | Trive Geländegängig | Grün |








