

4-RAD-ROLLATOR RIO (MOBIO)

UGS: 20163
399.00 CHF – 438.00 CHFPreisspanne:
399.00 CHF bis 438.00 CHF TVA incluse

TECHNISCHE DATEN

- Gewicht: 6 kg
- Rückenlehnenband
- Max. Nutzergewicht: 136 kg
- Länge: 68 cm
- Breite: 55 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitztiefe: 25 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Abstand zwischen den Griffen: 49 cm
- Griffhöhe: 84,5 bis 94,5 cm
- Raddurchmesser: 20,5 cm
- Maximale Belastung der Tasche: 5 kg
- Rahmen: Aluminium
- 3 Farben zur Auswahl

Categories: 2. Mobilität, Rollator 4 Räder

4-RAD-ROLLATOR RIO (MOBIO) – KOMFORT, LEICHTIGKEIT UND ELEGANZ FÜR DEN ALLTAG

Der **Rollator Rio (Mobio)** vereint perfekt Komfort, Sicherheit und modernes Design. Mit seinem Federgewicht von nur **6 kg**, seiner robusten Aluminiumstruktur und den originellen Oberflächen richtet er sich an Personen, die ihre Autonomie bewahren möchten, ohne auf ihren Stil zu verzichten.

Erhältlich in verschiedenen trendigen Mustern, hebt sich der Rio von traditionellen Gehhilfen ab und bietet gleichzeitig hervorragenden Gehkomfort und hohe Stabilität.

DIE STÄRKEN DES ROLLATORS RIO (MOBIO)

- Leichter 4-Rad-Rollator aus Aluminium
- Rückenlehnenband
- Nur 6 kg
- Maximale Benutzerlast von 136 kg
- Modernes Design mit trendigen bedruckten Rahmen

- Komfortabler Sitz mit 25 cm Tiefe
- Grosse Räder von 20,5 cm für komfortables Fahren
- Abnehmbare Aufbewahrungstasche inklusive
- Ergonomische, per Knopfdruck verstellbare Griffe
- Bremsen mit Parkfunktion
- Innen- und Aussenbereich

LEICHT UND EINFACH ZU BEDIENEN

Dank seiner Aluminiumstruktur bietet der Rio einen hervorragenden Kompromiss zwischen Leichtigkeit und Robustheit. Sein geringes Gewicht erleichtert die tägliche Handhabung, das Verladen ins Auto oder die Aufbewahrung zu Hause.

Seine grossen Räder sorgen für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und ein reibungsloses Rollen sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich.

KOMFORT UND SICHERHEIT BEI JEDER BEWEGUNG

Der Rio ist mit einem bequemen, **45 cm breiten** Sitz ausgestattet, der jederzeit eine Pause ermöglicht. Seine weiche Rückenlehne bietet angenehme Unterstützung während der Ruhephasen.

Die ergonomischen Griffe sind von **84,5 bis 94,5 cm** verstellbar, um den Rollator perfekt an die Körpergrösse des Benutzers anzupassen.

Die Handbremsen mit Parkfunktion garantieren optimale Kontrolle und maximale Sicherheit unterwegs.

EIN ROLLATOR, DER ANDERS IST

Mit seinen modernen Mustern und seinem gepflegten Design verleiht der Rio traditionellen Mobilitätshilfen einen Hauch von Eleganz. Er richtet sich besonders an aktive Menschen, die eine praktische Ausstattung wünschen, ohne auf Ästhetik zu verzichten.

INKLUSIVE AUSSTATTUNG

 Integrierter Sitz
 Rückenlehne
 Abnehmbare Aufbewahrungstasche
 Bremsen mit Parkfunktion
 Griffverstellung per Knopfdruck

Verfügbares Zubehör

- Stockhalter (Art.-Nr. 20086)

LIEFERUNG IN DER GANZEN SCHWEIZ

Der **4-Rad-Rollator Rio (Mobio)** wird gebrauchsfertig geliefert und ist eine ideale Lösung für Personen, die einen leichten, komfortablen und eleganten Rollator für ihre täglichen Wege suchen.

SKU	Preis	Description	Couleur	Accessoires
20163-1	399.00 CHF TVA incluse		Leopard	Ohne Zubehör
20163	438.00 CHF TVA incluse		Leopard	Stockhalter
20163-2	399.00 CHF TVA incluse		Zebra	Ohne Zubehör

SKU	Preis	Description	Couleur	Accessoires
20163	438.00 CHF TVA incluse		Zebra	Stockhalter
20163-3	399.00 CHF TVA incluse		Tropisch	Ohne Zubehör
20163	438.00 CHF TVA incluse		Tropisch	Stockhalter







