

4-RAD-ROLLATOR BROOKLYN (MOBIO)

UGS: 20162
249.00 CHF – 338.00 CHFPreisspanne:
249.00 CHF bis 338.00 CHF TVA incluse

EIGENSCHAFTEN

- **Farbe Dunkelgrün mit weichen Rädern**
- **Farbe Rot mit flachen Rädern (weiche Räder auf Anfrage / Angebot)**
- Gewicht: 8 kg
- Maximale Belastung: 136 kg
- Gesamtlänge: 69,6 cm / Zusammengeklappt: 81 cm
- Gesamtbreite: 61,5 cm / Zusammengeklappt: 25,5 cm
- Breite zwischen den Griffen: 48,4 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Sitztiefe: 25 cm
- Griffhöhe: 83 bis 95 cm
- Maße zusammengeklappt: 81 x 25,5 x 43 cm
- Raddurchmesser: 19,3 cm
- Rahmen: Aluminium

Categories: 2. Mobilität, Rollator 4 Räder

ROLLATOR BROOKLYN DOPPELFALTUNG – ULTRA KOMPAKT UND LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

Der **Rollator Brooklyn (Mobio)** ist ein leichter, moderner und besonders kompakter 4-Rad-Gehwagen. Dank seines exklusiven **Doppelfaltsystems** lässt er sich sowohl in der Breite als auch in der Tiefe zusammenklappen, um seinen Platzbedarf beim Transport oder bei der Lagerung erheblich zu reduzieren.

Ideal für aktive Menschen, findet er leicht Platz im Kofferraum eines Autos, hinter einer Tür oder in einem kleinen Stauraum. Seine weichen Räder, die robuste Struktur und die bequeme Sitzfläche machen ihn zu einem zuverlässigen Gehbegleiter sowohl drinnen als auch draußen.

HAUPTMERKMALE

- Farbe **Rot** mit **flachen Rädern**
- Farbe **Dunkelgrün** mit **weichen Rädern** für besseren Gehkomfort
- Ultra-kompakter 4-Rad-Rollator mit Doppelfaltung
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Integrierte Sitzfläche mit **höhenverstellbarer Rückenlehne**
- Abnehmbare Aufbewahrungstasche inklusive
- Ergonomische Bremsen mit Parkfunktion
- Bremskabel im Rahmen integriert
- Überwindungspedal für Bordsteine und kleine Hindernisse
- Ergonomische, höhenverstellbare Griffe
- Modernes und elegantes Design

DER IDEALE BEGLEITER FÜR UNTERWEGS

Dank seines exklusiven Doppelfaltsystems lässt sich der Brooklyn in Sekundenschnelle auf ein kompaktes Maß von ca. **81 x 25,5 x 43 cm** zusammenklappen.

Diese Eigenschaft macht ihn besonders geeignet für Benutzer, die regelmäßig reisen, häufig ihr Auto benutzen oder zu Hause nur begrenzten Stauraum haben.

KOMFORT UND SICHERHEIT IM ALLTAG

Seine weichen Räder sorgen für eine bessere Dämpfung und verbessern den Gehkomfort auf unebenen Oberflächen.

Die ergonomischen, von **83 bis 95 cm** verstellbaren Griffe ermöglichen eine einfache Anpassung des Rollators an die Größe des Benutzers. Die Handbremsen sind einfach zu bedienen und verfügen über eine Parkfunktion, die den Gehwagen bei Pausen blockiert.

Die hinten angebrachten Pedale erleichtern auch das Überwinden kleiner Hindernisse wie Bordsteine, Türschwellen oder Bodenunebenheiten.

INKLUSIVE AUSSTATTUNG

 Bequeme Sitzfläche (Tiefe 25 cm)
 Rückenlehne (Höhenverstellbar)
 Abnehmbare Aufbewahrungstasche
 Bremsen mit Parkfunktion

Verfügbare Zubehörteile

- Stockhalter (Art.-Nr. 20085)

WARUM DEN BROOKLYN WÄHLEN?

Der Brooklyn ist das ideale Modell für Personen, die einen **kompakten, leichten und einfach zu transportierenden Rollator** suchen, ohne Kompromisse bei Komfort und Stabilität einzugehen. Seine einzigartige Doppelfaltung unterscheidet ihn von den meisten Gehwagen auf dem Markt.

https://youtu.be/-1T_rnsz5q0?si=peCZz1_Us_cq7nt9

SKU	Preis	Description	Modèle	Accessoires
20162-1	299.00 CHF TVA incluse		Dunkelgrün weiche Räder	Ohne Zubehör
29162-1	338.00 CHF TVA incluse		Dunkelgrün weiche Räder	Stockhalter
20162-2	249.00 CHF TVA incluse		Rot flache Räder	Ohne Zubehör
20162	288.00 CHF TVA incluse		Rot flache Räder	Stockhalter







