

ROLLATOR 4-RAD ECO LIGHT

UGS: 20109
229.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 82–95 cm
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamttiefe: 76 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Sitztiefe: 34 cm
- Sitzbreite: 41 cm
- Gewicht inkl. Korb: 7,6 kg
- Raddurchmesser: 20 cm
- Farbe: Grau
- Max. Benutzergewicht: 120 kg

Zur Miete verfügbar: CHF 35.–/Monat

Categories: 2. Mobilität, Rollator 4 Räder

ROLLATOR 4-RAD ECO LIGHT – LEICHT, PRAKTISCH UND PREISWERT

Der **Rollator 4-Rad Eco Light** ist eine zuverlässige, leichte Gehhilfe, die perfekt auf den Alltag abgestimmt ist. Sein Aluminiumrahmen sorgt für hohe Wendigkeit bei gleichzeitiger Robustheit für eine Belastung bis 120 kg.

Dieses sehr einfach zu bedienende Modell ist mit einer **integrierten Sitzfläche** ausgestattet, die kurze Ruhepausen ermöglicht. Ein **Metallkorb** unter oder vor dem Sitz erlaubt den sicheren Transport von Einkäufen oder persönlichen Gegenständen.

Hauptmerkmale:

- Leichter Rollator 4 Räder mit Aluminiumrahmen
- Verwendbar als Gehhilfe und Ruhesitz
- Einhängbarer Metallkorb (vorne oder unter dem Sitz)
- Fahrradbremsen mit Parkposition
- Lieferung mit Stockhalter, Sitz, Korb und pannensicherer Bereifung
- Ergonomische verstellbare Griffe

Ein einfacher und funktionaler Rollator

Der **Rollator 4-Rad Eco Light** bietet eine erschwingliche Lösung für mehr Autonomie im Alltag.
Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!