

ROLLATOR 4 RÄDER QUADRI-LIGHT

UGS: 20102
299.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Boden-Griffe: 80,5-93 cm
- Gesamtbreite: 65 cm
- Breite zusammengeklappt: 29 cm
- Sitzhöhe: 61 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitztiefe: 20 cm
- Rahmen aus Aluminium
- Gewicht inkl. Korb: 7,25 kg
- Raddurchmesser: 20 cm
- Farben: Silbergrau oder Rot
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Zur Miete verfügbar: CHF 35.–/Monat

Categories: 2. Mobilität, Rollator 4 Räder

ROLLATOR 4 RÄDER QUADRI-LIGHT – ULTRALEICHT, KOMPAKT UND SICHER

Der **Rollator 4 Räder Quadri-Light** ist die ideale Wahl für Personen, die sowohl Leichtigkeit als auch Kompaktheit suchen. Dank seines intelligenten Designs lässt er sich leicht und sehr klein zusammenfalten, was den Transport und die Lagerung selbst auf engstem Raum erleichtert.

Konzipiert für Benutzer bis 130 kg, bietet dieser Rollator ausgezeichnete Stabilität und bleibt dabei **im Alltag sehr wendig**. Die **Fahrradbremsen** sind einfach zu bedienen und verfügen über eine sichere Feststellfunktion, um unbeabsichtigte Bewegungen beim Anhalten zu vermeiden.

Hauptmerkmale:

- Ultraleichter und faltbarer 4-Rad-Rollator
- Sehr klein zusammenklappbar – perfekt für Lagerung oder Transport
- Geeignet für Personen bis 130 kg
- Fahrradbremsen mit Feststellfunktion (Parkbremse)
- Robuste und dennoch wendige Struktur

Ein diskreter und alltagstauglicher Rollator

Entscheiden Sie sich für den **Rollator 4 Räder Quadri-Light**, um sich mit mehr Freiheit, Sicherheit und Einfachheit zu bewegen. **Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**

SKU	Preis	Description	Option
20102G	299.00 CHF TVA incluse		Farbe: Grau
20102R	299.00 CHF TVA incluse		Farbe: Rot







