SCHWERLAST-PFLEGEBETT INTERVAL XXL

UGS: 30025
4'699.00 CHF – 4'999.00 CHFPreisspanne: 4'699.00 CHF bis 4'999.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

Bett mit drei Motoren, inklusive Seitengittern, Lieferung mit Aufrichter, 4 Rollen mit Bremsen

Interval XXL 120 cm

- Breite: 133 cm
- Länge: 208 cm
- Mindesthöhe: 37 cm
- Maximale Position: 80,5 cm
- Neigung Rückenlehne: 70,5°
- Benutzergewicht: 275 kg

Interval XXL 140 cm

- Breite: 153 cm
- Länge: 208 cm
- Mindesthöhe: 37 cm
- Maximalhöhe: 80,5 cm
- Neigung Rückenlehne: 70,5°
- Benutzergewicht: 275 kg

Categories: 3. Ruhe, Elektrisches Pflegebett

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** verfügbar. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

SCHWERLAST-PFLEGEBETT INTERVAL XXL – KRAFT UND KOMFORT

Das **Schwerlast-Pflegebett Interval XXL** ist ideal für Patienten, die eine robuste Unterstützung und präzise Einstellung benötigen. Ausgestattet mit drei Motoren, ermöglicht es die Einstellung der Betthöhe, der Rückenlehne, der Beinstütze und des Kniewinkels über eine ergonomische Fernbedienung.

Hauptmerkmale:

- **3 unabhängige Motoren**: Höhe, Rückenlehne und Beine für individuellen Komfort.
- **Niedrige Position**: Als Niedrigflurbett nutzbar, Basis auf zwei Höhen einstellbar.
- **Einfacher Transport**: Inklusive Transportadapter zum Bewegen und Lagern des Bettes.
- **Komplettes Zubehör**: Lieferung mit Fernbedienung, Aufrichter, Seitengittern und

gebremsten Rollen.
- **Metalllattenrost**: Verstärkte Struktur für Langlebigkeit und den Einsatz im Schwerlastbereich.

Das **Schwerlast-Pflegebett XXL** vereint Kraft mit einfacher Bedienung und bietet optimale Unterstützung in Einrichtungen oder zu Hause. Sein Metallrahmen und das Zubehör garantieren eine sichere Pflegeumgebung.

Bestellen Sie jetzt Ihr Schwerlast-Pflegebett Interval XXL für mehr Komfort und Sicherheit!

SKU	Preis	Description	Largeur
30025XL	4'699.00 CHF TVA incluse		B. 120
30025XXL	4'999.00 CHF TVA incluse		B. 140