

# STEHHILFE

**UGS:** 40001
**180.00 CHF TVA incluse**

## SPEZIFIKATIONEN

- Stellfläche: 60 x 41 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 55 cm
- Sitzhöhe: 52 bis 67 cm
- Sitzmaße (B x T): 36 x 32,5 cm
- Farbe: Weiß und Blau
- Gewicht: 5,3 kg
- Max. Belastbarkeit: 160 kg

**Categories:** 4. Hilfe/Komfort, Komfortstuhl

## STEHHILFE – HÖHENVERSTELLBARE, WASSERFESTE SITZFLÄCHE MIT ARMLEHNEN

Die **Stehhilfe** passt sich dank ihrer höhenverstellbaren Sitzfläche all Ihren Bedürfnissen an. Sie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für die Küche als auch für das Badezimmer oder die Dusche. Sitz und Rückenlehne sind mit weichem Schaumstoff gepolstert und mit einem wasserfesten, leicht zu reinigenden Bezug versehen.

### □ Hauptmerkmale:

- **Höhenverstellbar**: Passen Sie die Sitzhöhe jeder Verwendung an.
- **Komfort-Armlehnen**: Bieten sicheren Halt beim Hinsetzen und Aufstehen.
- **Ergonomische Rückenlehne**: Weicher Schaumstoff für eine optimale Unterstützung des Rückens.
- **Wasserfester Bezug**: Mit Seifenwasser abwaschbar für optimale Hygiene.
- **Rutschfeste Gleiter**: Sorgen für perfekte Stabilität auf glatten Böden.

Dank ihres robusten Rahmens und der widerstandsfähigen Materialien garantiert diese **Stehhilfe** Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie erleichtert den Alltag für Personen mit eingeschränkter Mobilität und bietet gleichzeitig ein schlichtes, modernes Design.

Entscheiden Sie sich für die **Stehhilfe**, um Ergonomie, Sicherheit und Pflegeleichtigkeit im Alltag zu vereinen.

### Bestellen Sie jetzt Ihre Stehhilfe für mehr Komfort und Praktikabilität!

