STOCKHALTER FÜR ROLLATOR UND ROLLSTUHL

UGS: 20092
20.00 CHF **TVA incluse**

SPEZIFIKATIONEN

- Gewicht: 0,115 kg

Categories: 2. Mobilität, Zubehör für Rollator

STOCKHALTER FÜR ROLLATOR UND ROLLSTUHL – PRAKTISCHE BEFESTIGUNG FÜR IHRE MOBILITÄT

Der **Stockhalter für Rollator und Rollstuhl** wurde entwickelt, um Ihnen maximalen Komfort und Autonomie zu bieten. Dank dieses Zubehörs ist Ihr Gehstock immer sicher und griffbereit befestigt, was all Ihre Bewegungen vereinfacht.

Das System besteht aus zwei Teilen: einem oberen Clip, der den Schaft des Gehstocks hält, und einer unteren Basis, die die Stockspitze aufnimmt. Diese Konfiguration gewährleistet eine **stabile und diskrete Befestigung**, während der Gehstock bei Bedarf schnell entnommen werden kann.

Hauptmerkmale des Stockhalters für Rollator Neo-Easy:

- Zwei Teile: oberer Clip + Spitzenhalterung
- Einfach zu installieren und zu verwenden

Eine effiziente Stockhalterung für mehr Freiheit

Zusammenfassend ist dieser **Stockhalter für Rollator und Rollstuhl** der perfekte Begleiter, um Ihren Gehstock sicher zu befestigen, ohne Ihre Bewegungen zu behindern. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**



