

TOILETTENSTUHL OMEGA ECO

UGS: 10063
229.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe: 40-58 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitztiefe: 43 cm
- Gesamtbreite: 58 cm
- Breite zwischen Armlehnen: 47 cm
- Farbe: Lavendel
- Max. Benutzergewicht Nutzer: 140 kg

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Toilettenstuhl

TOILETTENSTUHL OMEGA ECO – KOMPAKT, STABIL UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **Toilettenstuhl OMEGA Eco** ist eine praktische und diskrete Lösung für Personen, die einen vereinfachten Zugang zur Toilette benötigen. Dank seiner kompakten Bauweise eignet er sich perfekt für **beengte Räume** und gewährleistet gleichzeitig Komfort und Sicherheit.

Sein **anatomisch geformter 5-L-Eimer** ist von oben zugänglich, was eine einfache und hygienische Handhabung ermöglicht. Die stabile und robuste Sitzfläche verfügt über einen **Intimausschnitt von 20 x 25 cm** für mehr Komfort. Die **höhenverstellbaren Füsse** sind mit rutschfesten Gummikappen ausgestattet und sorgen für ausgezeichnete Bodenhaftung.

Die Vorteile des Toilettenstuhls OMEGA Eco:

- Kompakter Stuhl, ideal für kleine Räume
- Höhe nach Bedarf einstellbar
- Abnehmbarer 5-L-Eimer mit Öffnung von oben
- Komfortable Sitzfläche mit grossem Intimausschnitt
- Rutschfeste Füsse mit Gummikappen

Ein zuverlässiger und funktionaler Toilettenstuhl

Der **Toilettenstuhl** lässt sich problemlos in ein häusliches oder medizinisches Umfeld integrieren. Er bietet Komfort, Autonomie und erleichtert den Alltag von Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Bestellen Sie Ihren Toilettenstuhl OMEGA Eco – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

