TRANSAC-TRANSFERGURT

UGS: 40026
75.00 CHF – 90.00 CHFPreisspanne:
75.00 CHF bis 90.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

• 6 vertikale und 5 horizontale Gurte
• Material: Polyester, Nylonschnalle
• Größe: S (105 cm)
• Größe: M (120 cm)
• Größe: L (135 cm)
• Gewicht: 300 g

Categories: 4. Hilfe/Komfort, Zubehör für Hilfe/Komfort

Der Transac-Transfergurt ermöglicht einen sicheren Griff und reduziert den Kraftaufwand der Betreuungspersonen beim Aufrichten.
Er kann entweder um die Betreuungsperson für diesen Vorgang oder um die Person gelegt werden, um sie beim Gehen zu unterstützen.
Die Anwendung stabilisiert Personen mit leichten Gleichgewichtsstörungen.
Zur Wahl der Gurtgröße muss der Benutzer seinen Taillenumfang messen und das passende Modell auswählen.
Die optimale Einstellung (Festziehen) erfolgt über den in den Gurt integrierten Riemen.

SKU	Preis	Description	Option
40026	75.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Größe S
40027	83.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Größe M
40028	90.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Größe L



