

# WC-ERHÖHUNG CLIPPER

**UGS:** 10181
**119.00 CHF – 189.00 CHFPreisspanne: 119.00 CHF bis 189.00 CHF TVA incluse**

## SPEZIFIKATIONEN

- Erhältlich mit oder ohne Deckel
- Erhältlich mit oder ohne Gestell
- Erhöhung: 11 cm
- Max. Benutzergewicht: 185 kg
- Farbe: Weiss

**Categories:** 1. Bad/Dusche/WC, WC-Erhöhungen

## WC-ERHÖHUNG CLIPPER IV, V, VI UND VII – SICHERHEIT UND KOMFORT

Die WC-Erhöhungen Clipper® IV & V werden ohne Werkzeug montiert und erhöhen die WC-Höhe um 11 cm.

Sie sind mit abnehmbaren Armlehnen ausgestattet, die Stützpunkte zum sicheren Hinsetzen und Aufstehen bieten.

Clipper V (500421) ist mit einem Deckel für maximale Hygiene ausgestattet.

Materialien: Polypropylen 100% recycelbar, Poliglass-Finish

Pflege: nicht scheuerndes Reinigungsmittel, Trocknung mit weichem Tuch, autoklavierbar

### ✅ Vorteile der WC-Erhöhung Clipper:

- Sehr stabile Befestigung an 4 Punkten (2 hinten + 2 vorne)
- Hintere Auflagen mit rutschfester Beschichtung
- Version mit oder ohne Deckel erhältlich
- Version mit oder ohne Gestell erhältlich
- Spritzgegossener Kunststoff, pflegeleicht
- Schnelle Montage ohne Werkzeug

### Eine praktische und beruhigende WC-Erhöhung

Die **WC-Erhöhung** vereint Komfort, Hygiene und Stabilität. Sie ermöglicht eine einfachere und sicherere Nutzung der Toilette, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität. Dank ihres schlichten und funktionalen Designs fügt sie sich diskret in jedes Badezimmer ein.

**Bestellen Sie Ihre WC-Erhöhung Clipper – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

| SKU | Preis | Description | Modèle | Cadre |
|---|---|---|---|---|
| 10184 | 189.00 CHF TVA incluse | | Mit Deckel | Mit Gestell |
| 10182 | 129.00 CHF TVA incluse | | Mit Deckel | Ohne Gestell |
| 10183 | 179.00 CHF TVA incluse | | Ohne Deckel | Mit Gestell |
| 10181 | 119.00 CHF TVA incluse | | Ohne Deckel | Ohne Gestell |





