

WC-ERHÖHUNG CLIPPER

UGS: 10181
119.00 CHF – 189.00 CHFPreisspanne: 119.00 CHF bis 189.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Erhältlich mit oder ohne Deckel
- Erhältlich mit oder ohne Gestell
- Erhöhung: 11 cm
- Max. Benutzergewicht: 185 kg
- Farbe: Weiss

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, WC-Erhöhungen

WC-ERHÖHUNG CLIPPER IV, V, VI UND VII – SICHERHEIT UND KOMFORT

Die WC-Erhöhungen Clipper® IV & V werden ohne Werkzeug montiert und erhöhen die WC-Höhe um 11 cm.

Sie sind mit abnehmbaren Armlehnen ausgestattet, die Stützpunkte zum sicheren Hinsetzen und Aufstehen bieten.

Clipper V (500421) ist mit einem Deckel für maximale Hygiene ausgestattet.

Materialien: Polypropylen 100% recycelbar, Poliglass-Finish

Pflege: nicht scheuerndes Reinigungsmittel, Trocknung mit weichem Tuch, autoklavierbar

✅ Vorteile der WC-Erhöhung Clipper:

- Sehr stabile Befestigung an 4 Punkten (2 hinten + 2 vorne)
- Hintere Auflagen mit rutschfester Beschichtung
- Version mit oder ohne Deckel erhältlich
- Version mit oder ohne Gestell erhältlich
- Spritzgegossener Kunststoff, pflegeleicht
- Schnelle Montage ohne Werkzeug

Eine praktische und beruhigende WC-Erhöhung

Die **WC-Erhöhung** vereint Komfort, Hygiene und Stabilität. Sie ermöglicht eine einfachere und sicherere Nutzung der Toilette, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität. Dank ihres schlichten und funktionalen Designs fügt sie sich diskret in jedes Badezimmer ein.

Bestellen Sie Ihre WC-Erhöhung Clipper – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

SKU	Preis	Description	Modèle	Cadre
10184	189.00 CHF TVA incluse		Mit Deckel	Mit Gestell
10182	129.00 CHF TVA incluse		Mit Deckel	Ohne Gestell
10183	179.00 CHF TVA incluse		Ohne Deckel	Mit Gestell
10181	119.00 CHF TVA incluse		Ohne Deckel	Ohne Gestell





