WC-ERHÖHUNG PRIMA

UGS: 10050
79.00 CHF – 89.00 CHFPreisspanne:
79.00 CHF bis 89.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Mit oder ohne Deckel erhältlich
- Erhöhungshöhe: je nach Modell
- Max. Benutzergewicht: 190 kg
- Farbe: Weiß

Miete verfügbar: 25.– CHF/Monat

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, WC-Erhöhungen

WC-ERHÖHUNG PRIMA – SICHERHEIT, KOMFORT UND VERSTÄRKTE BEFESTIGUNG

Die **WC-Erhöhung Prima** wurde entwickelt, um den Komfort und die Sicherheit bei der Benutzung der Toilette zu verbessern. Sie erhöht die Toilettenschüssel, um den Kraftaufwand beim Hinsetzen oder Aufstehen zu reduzieren, was ideal für ältere Menschen, Rekonvaleszente oder Personen mit eingeschränkter Mobilität ist.

Dieses Modell ist aus **leichtem, spritzgegossenem und leicht zu reinigendem Kunststoff** gefertigt und je nach Bedarf **mit oder ohne Deckel** erhältlich. Es zeichnet sich durch sein **3-Punkt-Befestigungssystem** aus: zwei hintere Stützen mit Gummibeschichtung und eine vordere Auflage für maximale Stabilität. Diese Vorrichtung gibt dem Benutzer Vertrauen, indem sie einen ausgezeichneten Halt auf der Toilettenschüssel gewährleistet.

Vorteile der WC-Erhöhung Prima:

- Sehr stabile 3-Punkt-Befestigung (2 hinten + 1 vorne)
- Hintere Auflagen mit rutschfester Beschichtung
- Version mit oder ohne Deckel erhältlich
- Spritzgegossener Kunststoff, pflegeleicht
- Schnelle und werkzeuglose Montage

Eine praktische und beruhigende WC-Erhöhung

Die **WC-Erhöhung** kombiniert Komfort, Hygiene und Stabilität. Sie ermöglicht eine einfachere und sicherere Toilettenbenutzung, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität. Dank ihres schlichten und funktionalen Designs fügt sie sich diskret in jedes Badezimmer ein.

Bestellen Sie Ihre WC-Erhöhung Prima – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

SKU	Preis	Description	Modèle	Hauteur
10050	79.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN **Miete verfügbar: 25.– CHF/Monat**	Ohne Deckel	5cm
10051	89.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN SPEZIFIKATIONEN	Mit Deckel	5cm
10052	79.00 CHF TVA incluse	**Miete verfügbar: 25.– CHF/Monat**	Ohne Deckel	10cm
10053	89.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Mit Deckel	10cm





