


BARRE D'ACCÉS AU LIT

UGS: 30013
149.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUE

- Longueur: 96-160 cm
- Hauteur: 44 cm
- Poids max. utilisateur: 140kg

Categories: 3. Repos, Barre de redressement

BARRE D'ACCÈS AU LIT – AJUSTABLE ET STABLE

La **Barre d'accès au lit** offrent un double support réglable en longueur. Elles se positionnent simplement entre le sommier et le matelas pour une installation sans outil. Fabriquées en tube acier finition peinture époxy blanche, elles garantie solidité et durabilité.

Caractéristiques principales :

- **Longueur ajustable** de 96cm à 160cm
- **Double poignée** offrant un point d'appui supplémentaire
- **Tube acier** avec finition époxy blanche pour résistance et hygiène
- **Installation sans outil** en se glissant entre sommier et matelas
- **Matériaux robustes** pour une utilisation à long terme

La **barre d'accès au lit** facilitent le lever et le coucher en toute sécurité et confort.

Commandez dès maintenant vos barre d'accés au lit pour un soutien optimal !