

BARRE D'APPUI COUDÉE 90° SYMÉTRIQUE

UGS: 10150
65.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 55cm
- Hauteur: 55cm
- Profondeur: 9.3cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 1.1kg
- Matériaux: acier + peinture époxy
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Barre d'appui

BARRE D'APPUI COUDÉE 90° SYMÉTRIQUE – STABILISÉE ET FACILE À INSTALLER

La **barre d'appui coudée 90° symétrique** offre un soutien optimal dans les toilettes ou la salle de bain. Conçue pour renforcer la stabilité lors des transferts, elle permet de s'appuyer en toute confiance sur deux plans perpendiculaires grâce à sa forme coudée de **50 x 50 cm**.

Sa **structure en métal robuste** est recouverte d'une **peinture époxy blanche**, résistante à l'humidité et facile à nettoyer. Vous pouvez fixer cette barre d'appui directement sur le mur, ce qui la rend parfaitement stable une fois installée.

Grâce à sa forme symétrique, elle s'adapte aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Cette barre convient aussi bien aux sanitaires privés qu'aux établissements médicaux ou collectivités.

Caractéristiques de la barre coudée 90° :

- Dimensions : 50 x 50 cm
- Forme coudée à angle droit (90°) symétrique
- Structure métallique avec finition époxy blanc
- Fixation murale solide (vis non incluses)
- Utilisable dans douches, WC ou lavabos

Une fixation murale fiable pour plus de sécurité

La **barre d'appui coudée 90° symétrique** est la solution idéale pour prévenir les chutes et faciliter les transferts dans les pièces humides.

Commandez la vôtre aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !