

CADRE DE MARCHE RENFORCÉ

UGS: 20032
249.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 66cm
- Profondeur: 59cm
- Réglage en hauteur: 82 à 99,5cm
- Epaisseur plié: 10cm
- Poids cadre: 3.4kg
- Poids max. utilisateur: 227kg

Categories: 2. Mobilité, Cadre de marche

CADRE DE MARCHE RENFORCÉ – STABILITÉ MAXIMALE POUR LES UTILISATEURS À FORTE CORPULENCE

Le **cadre de marche RENFORCÉ** est spécialement conçu pour les personnes nécessitant un soutien plus solide et une capacité de charge supérieure. Grâce à sa **structure extra large et renforcée**, il offre une stabilité exceptionnelle tout en restant léger et facile à utiliser.

Ce modèle est idéal pour une utilisation quotidienne à domicile, en centre de soins ou en déplacement. En effet, il **se plie facilement** pour le rangement ou le transport, ce qui le rend aussi pratique que robuste. Sa fabrication en aluminium renforce à la fois sa légèreté et sa durabilité.

De plus, pour plus de confort et de fluidité de mouvement, **des roues optionnelles** peuvent être ajoutées (vendues séparément). Cela permet une adaptation optimale selon les besoins spécifiques de l'utilisateur.

✅ Caractéristiques du cadre de marche RENFORCÉ :

- Structure extra large pour une stabilité renforcée
- Capacité de charge très élevée
- Cadre pliable pour un transport et un stockage faciles
- Conception en aluminium : léger mais solide
- Roues disponibles en option pour plus de mobilité
- Idéal pour les personnes de forte corpulence ou en rééducation

Un cadre de marche conçu pour le confort et la sécurité

Le **cadre de marche RENFORCÉ** vous accompagne dans tous vos déplacements avec fiabilité et confort. **Commandez-le dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !**