

CADRE DE WC HYGIENA

UGS: 10090
~~**250.00 CHF**~~ **Le prix initial était :**
250.00 CHF.~~**137.50 CHF**~~**Le prix actuel est :**
137.50 CHF. **TVA incluse**

DÉSTOCKAGE – Offre valable jusqu'à épuisement du stock physique disponible.
Stock actuel à notre dépôt de Gland (CH-1196) : **1 × Cadre WC Hygiena disponible à - 45%.**

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 38 à 56cm
- Profondeur totale: 50cm
- Largeur totale: 60cm
- Largeur entre accoudoirs: 53.5cm
- Poids: 3.2kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Cadre de WC

CADRE DE WC HYGIENA – 3 FONCTIONS EN UN SEUL ÉQUIPEMENT PRATIQUE

Le **cadre de WC Hygiena** est un équipement polyvalent et astucieux. Il remplit à la fois trois fonctions : **cadre de toilettes, réhausse WC et chaise de toilette**. Grâce à sa structure stable et confortable, il s'adapte facilement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou en convalescence.

Son **assise large et ergonomique** offre un bon confort d'utilisation, tandis que la **hauteur réglable** permet un ajustement idéal selon la morphologie de l'utilisateur. Ce cadre est livré avec un **seau amovible avec couvercle et anse**, ce qui facilite l'hygiène et l'usage en mode chaise percée.

Les **pieds sont équipés d'embouts en caoutchouc**, ce qui empêche tout glissement involontaire et renforce la stabilité sur tous types de sols. Compact et facile à positionner, le **cadre de WC Hygiena** se montre pratique aussi bien à domicile qu'en institution.

Avantages du cadre de WC :

- 3 en 1 : cadre de toilettes, réhausseur WC et chaise percée
- Assise confortable avec hauteur ajustable

- Livré avec seau, anse et couvercle
- Pieds antiglisse avec embouts en caoutchouc
- Structure stable, légère et facile à entretenir

Un équipement adapté aux besoins du quotidien

Le **cadre Hygiena** est la solution idéale pour gagner en autonomie et en confort lors des gestes intimes. Il garantit une utilisation sécurisée et s'adapte à différentes situations et configurations de salle de bain.

Commandez votre cadre de WC Hygiena – Livraison rapide en Suisse !

