

ACCOUDOIRS DE TOILETTE KOS

UGS: 10059
119.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur entre accoudoirs: 49.5 à 54.5cm
- Hauteur totale: 69-81.5cm (6Positions)
- Profondeur hors tout: 47.5cm
- Couleur: Blanc
- Poids maxi utilisateur: 100kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Cadre de WC

Equipé de 4 pieds antidérapants, ce cadre de sécurité amovible s'ajuste facilement en hauteur et en largeur pour s'adapter à tous les WC.
Il s'installe sans outils pour apporter un appui stable, évitant ainsi toute intervention sur les murs pour fixer des barres d'appui.







