

CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (SEULE)

UGS: 20151
25.00 CHF **TVA incluse**

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignée: 73-96cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 1.7cm
- Poids: 0.515kg
- Couleur: Noir
- Poids max. utilisateur: 100kg

Categories: 2. Mobilité, Canne anglaise

CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (SEULE) – LÉGÈRETÉ ET CONFORT POUR VOTRE MOBILITÉ

La **Canne anglaise classique (seule)** est idéale pour ceux qui recherchent une aide à la mobilité légère, robuste et facile à ajuster. Conçue pour offrir un maximum de confort et de sécurité, cette canne est réglable en hauteur et fabriquée à partir de matériaux durables pour un usage quotidien.

Caractéristiques principales de la Canne anglaise classique :

- **Réglable en hauteur** : Permet d'ajuster facilement la canne à votre taille pour un confort optimal.
- **Poignée ergonomique en plastique rigide** : Offre une prise en main confortable et sûre.
- **Pieds en aluminium anodisé gris** : Légers, durables et résistants à l'usure.
- **Matériaux durables** : Conçue pour résister à un usage intensif tout en restant légère et facile à transporter.

Que vous soyez à la recherche d'une canne pour une utilisation quotidienne ou pour des déplacements occasionnels, la **Canne anglaise classique (seule)** combine simplicité, confort et sécurité. Elle est idéale pour maintenir votre mobilité en toute confiance.

Commandez dès aujourd'hui votre Canne anglaise classique pour une mobilité sûre et pratique !