

CANNE ANGLAISE ENFANT (PAIRE)

UGS: 20040
70.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Croissant fermé
- Hauteur poignée: 46-73.5cm
- Diamètre pieds: 2cm
- Poids: 0.380kg
- Couleur: Gris
- Poids maxi utilisateur: 70kg

Categories: 2. Mobilité, Canne anglaise

CANNE ANGLAISE ENFANT (PAIRE) – SOUTIEN SÛR ET ADAPTÉ AUX PLUS JEUNES

La **canne anglaise enfant (paire)** est conçue pour offrir un appui stable et confortable aux enfants en rééducation ou en situation de mobilité réduite. Grâce à son **design léger et entièrement réglable**, elle s'adapte à la croissance et aux besoins spécifiques de chaque jeune utilisateur.

Deux variantes sont disponibles : **croissant fermé** pour un maintien optimal de l'avant-bras, ou **croissant ouvert** pour plus de liberté de mouvement. Ce choix permet d'offrir à chaque enfant la solution la plus confortable selon ses préférences ou recommandations médicales.

Le **double réglage en hauteur** (au niveau du bras et du pied) garantit une adaptation sur mesure. La structure en **aluminium anodisé** est à la fois légère, robuste et facile à manier. Les poignées sont ergonomiques, conçues pour une bonne préhension même par les petites mains.

Caractéristiques de la canne anglaise enfant :

- Vendue par paire
- Deux versions : croissant ouvert ou croissant fermé
- Double réglage en hauteur pour un ajustement optimal
- Tube en aluminium léger et solide
- Poignées adaptées à la main des enfants

Une aide à la marche évolutive et confortable

La **canne anglaise enfant (paire)** accompagne les jeunes dans leurs déplacements avec stabilité et sécurité. **Commandez dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

SKU	Price	Description	Option
20040	70.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Croissant fermé

SKU	Price	Description	Option
20138	70.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Croissant ouvert

