

CHAISE PERCÉE BARIATRIQUE

UGS: 10145
280.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur totale: 90cm
- Largeur totale: 87cm
- Profondeur totale: 53cm
- Hauteur d'assise: 52cm
- Largeur d'assise: 75cm
- Profondeur d'assise: 45cm
- Matériaux: acier époxy, PVC étanche
- Poids: 9.5kg
- Poids maxi utilisateur: 160kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Chaise percée

CHAISE PERCÉE BARIATRIQUE – STABILISÉE, SPACIEUSE ET HYGIÉNIQUE

La **chaise percée bariatrique** est spécialement conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs de forte corpulence. Sa structure renforcée assure une stabilité et une résistance optimale lors de l'utilisation, tout en garantissant confort et hygiène au quotidien.

Ce modèle offre une **assise fixe et large**, avec une **découpe anatomique de 21 x 25 cm** qui facilite l'hygiène intime. Le **seau de 5 litres** peut être retiré par le dessus ou par le côté, offrant une flexibilité d'utilisation pour les soignants comme pour les utilisateurs.

Bien que la chaise ne soit pas réglable en hauteur, elle présente une hauteur standard qui convient à la majorité des besoins. Sa conception robuste répond aux exigences d'un usage intensif à domicile ou en collectivité.

Caractéristiques de la chaise percée bariatrique :

- Structure XXL robuste pour un usage bariatrique
- Assise fixe confortable avec découpe 21 x 25 cm
- Seau de 5L escamotable par le côté ou le dessus
- Matériaux faciles à nettoyer et entretenir
- Conçue pour les utilisateurs à forte corpulence

Une solution stable pour les besoins spécifiques

La **chaise percée bariatrique** offre une solution pratique et sécurisante pour favoriser l'autonomie des personnes en situation d'obésité. Elle allie résistance, confort et facilité d'entretien.

Commandez votre chaise percée XXL – Livraison rapide en Suisse !