

COUSSIN MOUSSE ALOVA GALBÉ

UGS: 30028
240.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 9 et 10cm
- Hauteur au fond du galbe: 6 à 7cm
- Profondeur: 41, 43, 44cm
- Profondeur: 40, 47, 50cm sur commande
- Largeur total: 40, 43, 45cm
- Largeur total: 38, 50, 52, 54 56, 60cm sur commande
- Poids max. utilisateur: 90 à 200kg selon taille
- Normes feu: EN597-1 et 2
- Lavable jusqu'à 90°
- Livré avec housse

Categories: 3. Repos, Coussin

COUSSIN MOUSSE ALOVA GALBÉ – IMMERSION ET PRÉVENTION ESCARRES

Le **coussin mousse Alova Galbé** est moulé en viscoélastique pour favoriser l'immersion des zones de contact et réduire les valeurs de pression maximales. Idéal pour les patients à risque moyen à élevé d'escarres, il allie confort et sécurité.

Caractéristiques principales :

- **Viscoélastique galbé** : Forme anatomique pour une immersion optimale.
- **Protection intégrale** : Housse inférieure adhérente pour maintenir le coussin en place.
- **Textile thermorégulant** : Promust PU (jersey enduit de polyuréthane) pour un confort thermique.
- **Compatibilité hospitalière** : Housse résistante aux détergents et désinfectants.
- **Poignée intégrée** : Permet un transport et un retrait aisés.

Conçu pour prévenir les escarres et améliorer le confort, le **coussin mousse** s'adapte à divers environnements de soins, garantissant un soutien fiable et hygiénique.

Commandez dès maintenant votre coussin mousse Alova Galbé pour une protection efficace et un confort durable !

SKU	Price	Description	Modèle	Longueur	Largeur
30028	240.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Poids: 90kg	41cm	40cm

SKU	Price	Description	Modèle	Longueur	Largeur
30029	240.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Poids: 120kg	44cm	45cm
30030	240.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Poids: 100kg	43cm	43cm