

FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY EVO B03

UGS: 20124
499.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Couleur: Bleu
- Prof. Siège: 42cm
- Prof. Totale: avec repose-pieds: 101cm
- Haut. Dossier: 44cm
- Haut. Accoudoir: 20cm
- Poids: 12.4kg (sans repose-pied)
- Larg. Siège: 42 ou 48cm
- Larg. totale: 46 - 49 - 55cm
- Largeur Pliée: 26cm
- Poids max. utilisateur: 115kg

Categories: 2. Mobilité, Fauteuil roulant

FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY EVO B03 – LÉGER, PLIABLE ET PRÊT À VOYAGER

Le **Fauteuil de transfert BOBBY EVO B03** est la solution idéale pour assurer des déplacements sécurisés et confortables, que ce soit à l'hôpital, en voyage ou dans un aéroport. Léger et compact, il se **plie en quelques secondes** et s'entrepose facilement, rendant son utilisation aussi pratique que discrète.

Grâce à ses **poignées ergonomiques** et à ses **freins sécurisés**, il assure un excellent contrôle durant les transferts. Il est équipé d'un **dossier cassant** et de **repose-pieds rabattables** pour un gain de place optimal. Confortable, il offre des **accoudoirs rembourrés** et une **ceinture de sécurité** pour rassurer l'utilisateur à chaque déplacement.

Caractéristiques et avantages :

- Toiles de dossier et d'assise rembourrées
- Pochettes de rangement à l'arrière du dossier
- Accoudoirs escamotables avec protège-vêtements de série (B03)
- Dossier pliant à mi-hauteur
- Manchettes d'accoudoirs en mousse injectée
- Poignées à pousser ergonomiques pour la tierce personne
- Freins tierce personne avec position parking
- Freins utilisateur avec poignée longue pour plus d'accessibilité
- Repose-pieds escamotables intérieur / extérieur et amovibles
- Palettes réglables en hauteur avec sangles talonnières ajustables
- Ceinture de sécurité

Une solution pratique pour tous vos déplacements

Le **Fauteuil de transfert BOBBY EVO B03** est parfait pour les aidants comme pour les utilisateurs.
Commandez-le dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !

SKU	Price	Description	Assise
20124	499.00 CHF TVA incluse		Any Assise




