

FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY EVO

UGS: 20123
450.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Couleur: Blanc
- Prof. Siège: 42cm
- Prof. Totale: avec repose-pieds: 101cm
- Haut. Dossier: 44cm
- Haut. Accoudoir: 20cm
- Poids: 12.4kg (sans repose-pied)
- Larg. Siège: 42 ou 48cm
- Larg. totale: 46 - 49 - 55cm
- Largeur Pliée: 26cm
- Poids max. utilisateur: 115kg

Categories: 2. Mobilité, Fauteuil roulant

FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY EVO – LÉGER, PLIABLE ET PRÊT À VOYAGER

Le **Fauteuil de transfert BOBBY EVO** est la solution idéale pour assurer des déplacements sécurisés et confortables, que ce soit à l'hôpital, en voyage ou dans un aéroport. Léger et compact, il se **plie en quelques secondes** et s'entrepose facilement, rendant son utilisation aussi pratique que discrète.

Grâce à ses **poignées ergonomiques** et à ses **freins sécurisés**, il assure un excellent contrôle durant les transferts. Il est équipé d'un **dossier cassant** et de **repose-pieds rabattables** pour un gain de place optimal. Confortable, il offre des **accoudoirs rembourrés** et une **ceinture de sécurité** pour rassurer l'utilisateur à chaque déplacement.

□ Caractéristiques et avantages :

- Fauteuil de transfert pliable, léger et compact
- Poignées ergonomiques pour une bonne prise en main
- Freins de parking indépendants et frein utilisateur
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Ceinture de sécurité intégrée
- Dossier rabattable pour un rangement facilité
- Palettes de repose-pieds inclinables
- Système de pliage rapide sans outil

Une solution pratique pour tous vos déplacements

Le **Fauteuil de transfert BOBBY EVO** est parfait pour les aidants comme pour les utilisateurs.
Commandez-le dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !

SKU	Price	Description	Assise
20123	450.00 CHF TVA incluse		Any Assise




