

LAMPE SILVERLUX

UGS: 20121
45.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Lampes à LED blanches
- Alimentation: 2 piles AAA 1.5V (non fournies)
- Largeur: 3.8cm
- Profondeur: 5.9cm
- Hauteur: 8.5cm
- S'installe sans outil sur toutes formes tubulaires de 20 à 26mm

Categories: 2. Mobilité, Accessoire pour rollator

LAMPE SILVERLUX – ÉCLAIREZ VOS DÉPLACEMENTS EN TOUTE SÉCURITÉ

La **lampe Silverlux** est une solution d'éclairage pratique et efficace pour les cannes de marche et les déambulateurs. Elle se **clipse sans outil** sur les tubes de diamètre 20 à 26 mm, ce qui la rend compatible avec la plupart des modèles. Fonctionnant avec deux piles LR03, elle permet à l'utilisateur de **voir et d'être vu** dans l'obscurité, améliorant ainsi la sécurité au quotidien.

Dotée de **deux puissantes LED** orientées vers le sol, la lampe offre un faisceau lumineux blanc et net sans éblouir. Son bouton large est facilement accessible, même pour les personnes ayant une dextérité réduite. Grâce à sa simplicité d'utilisation, elle convient parfaitement aux personnes âgées ou à mobilité réduite, notamment en cas d'insomnie ou de déplacements nocturnes.

Conseils d'utilisation :

- Clipsez la **lampe Silverlux** sur la canne ou le déambulateur à proximité de la poignée
- Pressez le bouton pour allumer ou éteindre la lumière
- Veillez à orienter les LED vers le bas pour éviter tout éblouissement

Un accessoire simple, discret et utile au quotidien

La **lampe Silverlux** est un compagnon fiable pour gagner en autonomie et sécurité. **Commandez-la dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**





