

LÈVE-DRAP

UGS: 30010
60.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 57cm
- Largeur: 52cm
- Largeur sous matelas: 72cm
- Profondeur: 44cm
- Couleur: Blanc

Categories: 3. Repos, Autour du lit

LÈVE-DRAP EN MÉTAL PEINTURE ÉPOXY BLANCHE – PRATIQUE ET RÉSISTANT

Le **lève-drap** est conçu pour faciliter le positionnement du patient et offrir une aide précieuse lors des soins à domicile. Fabriqué en métal avec une finition peinture époxy blanche, il est à la fois pratique et résistant.

□ Caractéristiques :

- **Construction en métal** avec finition peinture époxy blanche pour une durabilité maximale.
- Facilite le **positionnement du patient** lors des soins.
- Pratique et facile à utiliser, idéal pour les **soins à domicile**.
- **Facile à nettoyer** grâce à sa finition résistante et hygiénique.

Le **produit** est une solution fiable et pratique pour les soins à domicile, offrant confort et sécurité aux utilisateurs.

Commandez votre lève-drap dès maintenant pour un positionnement facile et sécurisé !